

Preservation in motion

Gegründet auf Tradition

Dem technischen Fortschritt verpflichtet

Schritt um Schritt mit unseren klinischen Partnern
Für den Erhalt der Beweglichkeit

Preservation in motion

Als Schweizer Unternehmen bekennt sich Mathys zu diesem Leitsatz und verfolgt ein Produktportfolio mit dem Ziel, traditionelle Philosophien in Bezug auf Materialien oder Design weiterzuentwickeln, um bestehende klinische Herausforderungen zu bewältigen. Dies spiegelt sich in unserer Bildsprache wider: Traditionelle Schweizer Aktivitäten in Verbindung mit sich ständig weiterentwickelnder Sportausrüstung.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung	4
2.	Medical Advisor Team	5
3. 3.1	Operationstechnik Operationsschritte im Detail	6
4. 4.1 4.2 4.3	Instrumente Basis-Set optimys Entfernungsmeissel 51.34.1173A – Konfiguration Detaillierte Instrumentenliste (wiederverwendbare Instrumente) Detaillierte Instrumentenliste (Single-Use Instrumente)	20 21 22 22
5.	Symbole	24

Bemerkung

Bitte machen Sie sich mit dem Handling der Instrumente, der Handling Broschüre zum Produkt und den Warnhinweisen, den Sicherheitshinweisen sowie den Empfehlungen der Gebrauchsanweisung vertraut.

1. Einführung

Die Einführung von knochenerhaltenden Kurzschäften hat einen entsprechenden Bedarf an knochenschonenden Revisionsinstrumenten zur Entfernung solcher Schäfte geschaffen. Zu diesem Zweck haben unsere Medical Advisor in enger Zusammenarbeit mit der Firma Gomina ein Meisselsystem entwickelt, das speziell für die Entfernung von optimys Schäften mit grösstmöglicher Knochenschonung konzipiert ist.



2. Medical Advisor Team



Prim. Priv.-Doz. Dr. Josef Hochreiter (Linz, Österreich)



Prof. Dr. Karl Stoffel (Basel, Schweiz)



PD Dr. Karl Philipp Kutzner (Wiesbaden, Deutschland)

3. Operationstechnik

Der optimys Schaft kann unter Verwendung verschiedener chirurgischer Zugänge und Patientenlagerungen entfernt werden. Die Entscheidung für eine bestimmte Technik sollte auf der Anatomie des Patienten, dem Grund für die Revision und der persönlichen Erfahrung und Präferenz des Operateurs beruhen.




Schritt 1Befestigung der Schablone am Konus des Schafts



Schritt 2Einsetzen der Eröffnungsmeissel durch die Führungsschlitze der Schablone (lateral/medial)



Schritt 3Einsetzen der Startermeissel durch die Führungsschlitze der Schablone (lateral/ventra/dorsal)



Schritt 4 Entfernen der Schablone



Schritt 5Anwendung des Finalen Meissels

Schritt 6Entfernung des Schafts

3.1 Operationsschritte im Detail



Abb. 1

Schichtweise Präparation des Operationsfeldes und Zugangs zum Gelenk.

Luxation des Gelenks mit implantierter optimys Prothese.

Reinigen Sie den Konus und den Hals des Schafts und legen Sie den lateralen Teil der Schaftschulter frei (Abb. 1).



Lateral muss die Prothesenschulter des Schaftes vollständig frei von Knochen und Weichteilen sein, bis die Schablone bündig auf der Schulter aufliegt und die Nase der Schablone im Einschlagloch des optimys Schaftes sitzt.




Abb. 2

Setzen Sie die zum implantierten Schaft passende Schablone ein (Abb. 2).

Bemerkung

Für jede Schaftgrösse und Offset-Version ist eine individuelle Schablonengrösse erforderlich.



Abb. 3




Abb. 4

Bemerkung

In ihrer Endposition schliesst die Schablone bündig mit der Stirnfläche des Schaftkonus ab (Abb. 3).

Ziehen Sie die Fixationsschraube an der Schablone mit dem Schraubendreher (58.02.4005) an, bis die Schablone fest auf dem Implantat fixiert ist. (Abb. 4).

Bemerkung

Eine feste Verbindung zwischen der Schablone und dem Implantat ist notwendig, um anschliessend das geführte Einsetzen der gebogenen Eröffnungsmeissel und Startermeissel entlang des gebogenen Schafts zu ermöglichen.



Beginnen Sie immer mit dem lateralen Eröffnungsmeissel.

Führen Sie den Eröffnungsmeissel in den Handgriff ein (Abb. 5).

Achten Sie immer darauf, dass die Meissel mit der Beschriftung nach oben im Handgriff platziert werden (die Zahlen müssen bei geschlossenem Klemmhebel lesbar sein).

Abb. 5




Abb. 6

Der Handgriff bietet drei verschiedene Spannpositionen. Die Eröffnungsmeissel müssen in jedem Fall zu Beginn der Präparation der jeweiligen Kontur in Spannposition 1 eingesetzt werden, um ausreichende Stabilität der Meissel zu gewährleisten. Durch die runde Bohrung des Meissels muss die Zahl «1» lesbar sein (Abb. 6).

Die Meissel müssen immer flach in die wellenförmige Kontur des Handgriffs eingesetzt werden, wobei die Beschriftung nach oben zeigt.

Achten Sie beim Schliessen des Klemmhebels darauf, dass die gewünschte Spannpositionsnummer (1, 2 oder 3) durch die Bohrung des Meissels sichtbar und der Klemmhebel vollständig geschlossen ist. (Abb. 6)



Führen Sie die Meissel mit der Hand in die vorgesehene Öffnung der Führungsschlitze der Schablone ein, bis Knochenkontakt besteht (Abb. 7).

Abb. 7



Abb. 8

Bemerkung

Achten Sie darauf, dass die Meissel durch beide der hintereinander angeordneten Führungsschlitze der Schablone geführt werden. Die Meissel dürfen nicht auf der Schaftbeschichtung aufliegen, sondern müssen direkten Kontakt mit dem Knochen haben, bevor sie mit leichten Hammerschlägen eingeschlagen werden (Abb. 8).



Abb. 9

Schlagen Sie anschliessend die Eröffnungsmeissel mit leichten Hammerschlägen entlang der Prothese ein (Abb. 9).

Bemerkung

Gehen Sie beim Einschlagen der Meissel vorsichtig vor, um die Gefahr von Fissuren zu minimieren.



Abb. 10

Sobald der Handgriff mit dem eingespannten Meissel die Stirnfläche des Schaftkonus erreicht (oder kurz vorher, Abb. 10), muss die Spannposition des Meissels erweitert werden (Spannposition 2 oder 3).

Bemerkung

Nur die Startermeissel haben einen mechanischen Anschlag und können bis in die Endposition eingeschlagen werden.



Abb. 11

Zum Neuspannen öffnen Sie den Klemmhebel des Handgriffs vollständig und setzen den Meissel in der nächsten Position ein. Schliessen Sie anschliessend den Klemmhebel wieder (Abb. 11).



Der Klemmhebel muss völlig flach auf dem Handgriff sitzen.

Bemerkung

Um zu überprüfen, ob der Meissel am Schaft entlang läuft, kann während des Meisselvorgangs eine intraoperative Röntgenkontrolle mittels Bildwandler durchgeführt werden.




Abb. 12

Wenn die Präparation entlang der lateralen Seite des Schafts mit den Eröffnungsmeisseln abgeschlossen ist, fahren Sie mit den Startermeisseln auf die gleiche Weise fort (Abb. 12).

Bemerkung

Die Verwendung der medialen Meissel (Eröffnungsmeissel, Startermeissel und Finaler Meissel) wird nur bei guter Knochenqualität empfohlen und nur dann, wenn sich der Schaft nach der Präparation mit den lateralen, ventralen und dorsalen Meisseln nicht lösen lässt.



Nachdem der Startermeissel den Anschlag an der Schablone erreicht hat (Abb. 13), empfiehlt es sich für die spätere Verwendung mit den Finalen Meisseln, die Achse, entlang welcher der Meissel eingeschlagen wurde, am Knochen zu markieren.

Abb. 13



Abb. 14

Entfernen Sie den Startermeissel mit leichten Schlägen nach hinten aus dem Knochen. Der Ausschlagbolzen kann dabei helfen; schrauben Sie ihn in die Ober- oder Unterseite des Handgriffs und schlagen Sie mit dem Hammer dagegen (Abb. 14).



Abb. 15





Abb. 16

Es empfiehlt sich, mit den dafür vorgesehenen Meisseln lateral zu beginnen und dann entlang der ventralen und dorsalen Konturen in gleicher Weise wie oben beschrieben vorzugehen (Abb. 15).

Hinweis: Die ventralen/dorsalen Meissel werden als ventrale oder dorsale Meissel verwendet, je nachdem, ob an einer linken oder rechten Hüfte operiert wird (siehe Bild unten und Kapitel 4.3 für einen detaillierten Überblick).



Nachdem Sie die Meissel entfernt haben, lösen Sie die Schablone mit dem Schraubendreher vom Konus und nehmen sie ab (Abb. 16).



Abb. 17



Abb. 18

Setzen Sie den Finalen Meissel lateral in den Handgriff ein. Die korrekte Grössenzuordnung ist in Tabelle 1 dargestellt.

Achten Sie darauf, dass die Meissel immer mit der Beschriftung nach oben in den Handgriff eingesetzt werden (die Zahlen müssen bei geschlossenem Klemmhebel lesbar sein, Abb. 17).

optimys Grössen	Meisselgrösse
1, 2, 3	Finaler Meissel lateral 01-03
4, 5, 6	Finaler Meissel lateral 04-06
7,8,9	Finaler Meissel lateral 07-09
10. 11. 12	Finaler Meissel lateral 10–12

Tabelle 1: Die Grössenzuordnung ist für alle Meissel (dorsal, ventral und medial) identisch.

Bemerkung

Jeder Meissel kann für drei Schaftgrössen zum Einsatz kommen. Alle Meissel haben eine Grössenmarkierung, die anzeigt, wie tief der Meissel bei der jeweiligen Schaftgrösse in den Knochen eingeschlagen werden darf. Der Bezugspunkt ist die proximale laterale Kante des Schaftes (Abb. 18).

Der Handgriff hat drei verschiedene Spannpositionen. Die Meissel werden immer zu Beginn der Präparation der jeweiligen Kontur in Spannposition 1 eingesetzt, um eine ausreichende Stabilität der Meissel zu gewährleisten. Durch die runde Bohrung in den Meisseln muss die Zahl «1» lesbar sein.



Achten Sie beim Schliessen des Klemmhebels darauf, dass die gewünschte Spannposition (1, 2 oder 3) durch die Bohrung im Meissel sichtbar ist (Abb. 19).

Abb. 19



Abb. 20

Setzen Sie den Finalen Meissel auf die Implantat-Knochen-Grenzfläche und überprüfen Sie, dass seine axiale Ausrichtung und Position mit der des Eröffnungsmeissels und des Startermeissels übereinstimmen (Abb. 20).

Bemerkung

Dies ist notwendig, um den mit den vorherigen Meisseln geschaffenen Führungsweg zu nutzen und die Prothesen-Knochen-Grenzfläche distal lösen zu können.

Anschliessend werden die Finalen Meissel mit leichten Hammerschlägen in Achsausrichtung eingetrieben.

Bemerkung

Gehen Sie beim Einschlagen der Meissel vorsichtig vor, um die Gefahr von Fissuren zu minimieren.




Abb. 21




Abb. 22

Sobald der Handgriff mit dem eingespannten Meissel die Stirnfläche des Schaftkonus erreicht (oder kurz vorher, Abb. 19), muss die Spannposition des Meissels erweitert werden (Spannposition 2 oder 3), um eine Beschädigung des Handgriffs zu vermeiden.

Zum Neuspannen öffnen Sie den Klemmhebel des Handgriffs vollständig, setzen den Meissel in der nächsten Position ein und schliessen dann den Klemmhebel wieder.



Der Klemmhebel muss völlig flach auf dem Handgriff sitzen.

Bemerkung

Um zu überprüfen, ob der Meissel am Schaft entlang läuft, kann während des Meisselvorgangs eine intraoperative Röntgenkontrolle mit Bildwandler durchgeführt werden.

Sobald der Meissel bis zum markierten Anschlag eingeschlagen wurde (Abb. 22), entfernen Sie den Meissel mit leichten Hammerschlägen aus dem Knochen und lösen den Handgriff vom Meissel.



Abb. 23

Andere nachfolgende Finale Meissel werden auf die gleiche Weise angewendet.

Es empfiehlt sich, mit den dafür vorgesehenen Meisseln zunächst lateral zu beginnen und danach an der ventralen und dorsalen Kontur zu arbeiten. (Abb. 23)

Bemerkung

Die ventralen/dorsalen Meissel werden als ventrale oder dorsale Meissel verwendet, je nachdem, ob an der linken oder rechten Hüfte operiert wird (siehe Kapitel 4.3 für einen detaillierten Überblick).

Nachdem jeder der erforderlichen Finalen Meissel verwendet und der Schaft ausreichend gelockert wurde, kann ein universelles Extraktionsinstrument am Prothesenhals angesetzt und der Schaft mit kräftigen Hammerschlägen aus dem Femur entfernt werden.

Nach dem Entfernen der Prothese ist der Femur auf mögliche Fissuren zu überprüfen und ggf. zu versorgen. Etwaige Fremdkörper sind zu entfernen, bevor ein neues Prothesensystem mit der implantatspezifischen Operationstechnik implantiert wird.

4. Instrumente



4.1 Basis-Set optimys Entfernungsmeissel 51.34.1173A – Konfiguration

Art. Nr.	Beschreibung
400.001	Handgriff

Art. Nr.	Beschreibung
411.921	Schablone standard 01
411.922	Schablone standard 02
411.923	Schablone standard 03
411.924	Schablone standard 04
411.925	Schablone standard 05
411.926	Schablone standard 06
411.927	Schablone standard 07
411.928	Schablone standard 08
411.929	Schablone standard 09
411.930	Schablone standard 10
411.931	Schablone standard 11
411.932	Schablone standard 12
411.901	Schablone lateral 01
411.902	Schablone lateral 02
411.903	Schablone lateral 03
411.904	Schablone lateral 04
411.905	Schablone lateral 05
411.906	Schablone lateral 06
411.907	Schablone lateral 07
411.908	Schablone lateral 08
411.909	Schablone lateral 09
411.910	Schablone lateral 10
411.911	Schablone lateral 11
411.912	Schablone lateral 12

Art. Nr.	Beschreibung	
400.101	Fixierschraube M4 x 11.5	

4.2 Detaillierte Instrumentenliste

(wiederverwendbare Instrumente)







Art. Nr.	Beschreibung
400.001	Handgriff

Art. Nr.	Beschreibung
411.921	Schablone standard 01
411.922	Schablone standard 02
411.923	Schablone standard 03
411.924	Schablone standard 04
411.925	Schablone standard 05
411.926	Schablone standard 06
411.927	Schablone standard 07
411.928	Schablone standard 08
411.929	Schablone standard 09
411.930	Schablone standard 10
411.931	Schablone standard 11
411.932	Schablone standard 12
411.901	Schablone lateral 01
411.902	Schablone lateral 02
411.903	Schablone lateral 03
411.904	Schablone lateral 04
411.905	Schablone lateral 05
411.906	Schablone lateral 06
411.907	Schablone lateral 07
411.908	Schablone lateral 08
411.909	Schablone lateral 09
411.910	Schablone lateral 10
411.911	Schablone lateral 11
411.912	Schablone lateral 12

Art. Nr.	Beschreibung
400.101	Fixierschraube M4x11.5

4.3 Detaillierte Instrumentenliste

(Single-Use Instrumente)



Art. Nr.	Beschreibung
411.2015	Eröffnungsmeissel lateral
411.2025*	Eröffnungsmeissel medial

^{*} Verwendung des medialen Eröffnungsmeissels wird nur in Fällen mit guter Knochenqualität empfohlen.

Art. Nr.	Beschreibung
411.210S	Startermeissel lateral 01–03
411.2115	Startermeissel lateral 04–06
411.2125	Startermeissel lateral 07–09
411.2135	Startermeissel lateral 10–12
411.2145*	Startermeissel medial 01–03
411.2155*	Startermeissel medial 04–06
411.216S*	Startermeissel medial 07–09
411.217S*	Startermeissel medial 10–12

^{*} Verwendung des medialen Startermeissels wird nur in Fällen mit guter Knochenqualität empfohlen.

Art. Nr.	Beschreibung	rechte	e Hüfte	linke	Hüfte
		ventral	dorsal	ventral	dorsal
411.4015	Startermeissel ventral/dorsal 01-03	Χ	_	-	X
411.4025	Startermeissel ventral/dorsal 01-03	-	X	X	_
411.4035	Startermeissel ventral/dorsal 04-06	Χ	_	-	X
411.4045	Startermeissel ventral/dorsal 04-06	-	X	X	_
411.4055	Startermeissel ventral/dorsal 07-09	X	_	_	X
411.4065	Startermeissel ventral/dorsal 07-09	-	X	X	_
411.4075	Startermeissel ventral/dorsal 10-12	X	_	_	X
411.4085	Startermeissel ventral/dorsal 10-12	_	Χ	Χ	_

Art. Nr.	Beschreibung
411.2185	Finale Meissel lateral 01–03
411.2195	Finale Meissel lateral 04–06
411.220S	Finale Meissel lateral 07-09
411.2215	Finale Meissel lateral 10–12
411.222S*	Finale Meissel medial 01–03
411.223S*	Finale Meissel medial 04–06
411.2245*	Finale Meissel medial 07-09
411.225S*	Finale Meissel medial 10–12

^{*} Verwendung der medialen Finalen Meissel wird nur bei guter Knochenqualität empfohlen.

Art. Nr.	Beschreibung	rechte Hüfte		linke Hüfte	
		ventral	dorsal	ventral	dorsal
411.4095	Finale Meissel ventral/dorsal 01-03	Χ	_	_	Χ
411.4105	Finale Meissel ventral/dorsal 01-03	-	X	X	_
411.4115	Finale Meissel ventral/dorsal 04-06	Χ	_	_	X
411.4125	Finale Meissel ventral/dorsal 04-06	-	X	X	_
411.4135	Finale Meissel ventral/dorsal 07-09	Χ	_	_	X
411.4145	Finale Meissel ventral/dorsal 07-09	-	X	X	_
411.4155	Finale Meissel ventral/dorsal 10-12	X	_	_	X
411.416S	Finale Meissel ventral/dorsal 10-12	-	X	X	_

5. Symbole



Hersteller



Achtung

Notizen

Notizen

GOMINA AG



Australia Mathys Orthopaedics Pty Ltd

Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com

Austria Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf

2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com

Belgium Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A.

3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com

France Mathys Orthopédie S.A.S

63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com

Germany Mathys Orthopädie GmbH

«Centre of Excellence Sales» Bochum

44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com

«Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf

07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com

«Centre of Excellence Production» Hermsdorf

07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com **Italy** Mathys Ortopedia S.r.l.

20141 Milan

Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com

Japan Mathys KK

Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com

New Zealand Mathys Ltd.

Auckland

Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com

Netherlands Mathys Orthopaedics B.V.

3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500

Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com

P. R. China Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd

Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com

Switzerland Mathys (Schweiz) GmbH

2544 Bettlach

Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com

United Kingdom Mathys Orthopaedics Ltd

Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide...