

Operační technika

balanSys BICONDYLAR

Orientované na kosti
nástroje leggera

Pouze pro použití profesionálními zdravotníky. Ilustrace nepředstavuje spojení
mezi použitím popsaného zdravotnického prostředku ani s jeho výkonem.

Preservation in motion



*Budování na našich tradicích
Postup technologie kupředu
Krok za krokem s našimi klinickými partnery
K cíli zachování mobility*



Preservation in motion

Švýcarská společnost Mathys je odhodlána naplňovat tuto hlavní zásadu a usiluje o výrobní portfolio s cílem dalšího rozvoje tradičních filosofí v oblasti materiálů a designu pro řešení stávajících klinických výzev. To se odráží v prezentaci naší společnosti: tradiční švýcarské činnosti ve spojení se stále se rozvíjejícím sportovním vybavením.

Obsah

Úvod	4
1. Indikace a kontraindikace	5
2. Možnosti	6
2.1 Možnosti implantátu	6
2.2 Možnosti nástrojů	6
3. Cíl zákroku a chirurgický přístup	7
4. Příprava pacienta	7
5. Předoperační plánování	8
6. Operační technika	10
6.1 Přehled operační techniky	10
6.2 Resekce tibie	13
6.3 Resekce femuru	20
6.4 Příprava femuru and zkušební redukce	35
6.5 Implantace definitivních implantátů	44
6.6 Rotační platforma – femur a vložka	49
7. Příloha	51
7.1 PS – Příprava a implantace	51
7.2 Intramedulární nastavení tibie	63
7.3 Volitelný opětovný řez 2°	70
7.4 Příprava pately se 3 čepy	72
7.5 Čepy a šrouby	76
8. Implantáty	77
8.1 Katalogová čísla implantátů balanSys	77
8.2 Katalogová čísla implantátů balanSys	78
8.3 Sterilní balení v dvojitém a trojitém sáčku	90
9. Nástroje	91
9.1 Měřicí šablony	114
10. Symboly a zkratky	115

Poznámka

Před použitím implantátu vyrobeného společností Mathys Ltd Bettlach se seznamte s manipulací s nástroji, s operační technikou a varováními ve vztahu k produktu, bezpečnostními upozorněními a doporučeními v příbalové informaci. Využijte školení pro uživatele společnosti Mathys a postupujte podle doporučené operační techniky.

Úvod

Cílem totální artroplastiky kolena je obnovení normální osy dolní končetiny, obnovení normální funkce kolena a snížení bolesti.

Implantáty a nástroje Mathys balanSys BICONDYLAR jsou vytvořeny tak, aby splňovaly požadavky operátora na náhrady s ohledem na kinematiku, vyvážení vazů, stabilitu a dlouhodobou trvanlivost.¹ Systém balanSys BICONDYLAR má osvědčenou klinickou hodnotu již od roku 1997.²

Se systémem náhrady kolenního kloubu balanSys vyrobeným ve Švýcarsku společnost Mathys Ltd Bettlach nabízí širokou škálu komponent, které odpovídají anatomickým podmínkám pacienta a požadavkům na fungování kolenního kloubu. Obsahuje cementovanou nebo necementovanou femorální komponentu, cementovanou symetrická tibiální miskou a tibiální vložku. Cementovaná patelární komponenta je volitelná. Pro kovové femorální a tibiální komponenty je k dispozici možnost potažená TiNbN.

¹ Superior long-term survival for fixed bearing compared with mobile bearing in ligament-balanced total knee arthroplasty. Heesterbeek, P.J.C., van Houten, A.H., Klenk, J.S. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, online 07 April 2017

² Data on file at Mathys Ltd Bettlach.

1. Indikace a kontraindikace

Indikace

- Bolestivá anebo hendikepující choroba kolenního kloubu v důsledku osteoartritidy, avaskulární nekrózy, zánětlivé artritidy nebo posttraumatické artritidy
- Revize předchozí náhrady kolenního kloubu

Kontraindikace

- Lokální nebo celková infekce
- Jakákoliv insuficience měkké tkáně, vaziva, nervů nebo cév, která může vytvořit nepříjemné riziko nestability náhrady, selhání fixace náhrady a/nebo komplikace v pooperační péči
- Narušená kostní hmota kvůli ztrátě kosti nebo kostním defektům anebo nedostatečná kostní hmota, která nemůže poskytnout adekvátní podporu anebo fixaci pro náhradu
- Hypersenzitivita na použitý materiál
- Nevyzrálость skeletu
- Genu recurvatum
- Insuficience mechanismu extensoru
- Progresivní neoplastické onemocnění

Další informace naleznete v návodu k použití nebo se můžete zeptat svého zástupce společnosti Mathys.

2. Možnosti

2.1 Možnosti implantátu

Na základě preferencí operátora a požadavků pacienta má operátor na výběr mezi různými možnostmi implantátů balanSys BICONDYLAR pro náhradu kolenního kloubu s mobilním a fixním ložiskem se zachováním či bez zachování zadního zkříženého vazy (PCL).

Mobilní ložisko: Rotační platforma (RP)

Fixní ložisko: Se zachováním zkříženého vazy (CR), ultra kongruentní (UC) a se zadní stabilizací (PS).

Femorální komponenty CR jsou určeny k použití s vložkou CR, když je PCL intaktní nebo s vložkami RP nebo UC, když je PCL obětovaný nebo vadný a odstraněný. Navíc jsou femorální komponenty PS určeny k použití s vložkou PS, když je PCL obětovaný nebo vadný a odstraněný. Tibiální vložky jsou dostupné v provedení ze standardního UHMWPE nebo vitamysu, což je vitamínem E stabilizovaný PE.

Intuitivní nástroje leggera jsou vyrobeny pro dosahování reprodukovatelných přesných výsledků.

Příprava femuru následuje po resekci tibie s použitím rozpěrného bloku nebo metody vyrovnání tkáně. Rotace femorální komponenty je určena s použitím zadních kondylů, Whitesidovy linie nebo epikondylů. Se záměrem vyrovnat extenční a flekční prostor se měří předozadní poloha femorální komponenty od zadních kondyl (zadní reference).

Údaje o dimenzování a kompatibilitě naleznete ve schématu v kapitole 8.1 (strana 77).

2.2 Možnosti nástrojů

Pomocí nástrojů balanSys leggera lze implantovat všechny implantáty balanSys BICONDYLAR, operátor se může rozhodnout vyrovnat tibii extramedulárně nebo intramedulárně a má různé možnosti jak polohovat femur. Vedle této techniky orientované na kost poskytuje Mathys také kombinovanou techniku k vyrovnání měkké tkáně pro implantáty balanSys BICONDYLAR.

Nástroje leggera jsou kompatibilní s 1,27 mm (0,05 palec) pilovými listy. Informace o pilových listech distribuovaných společností Mathys naleznete v brožuře 336.030.032 «Sterilní pilové listy».

3. Cíl zákroku a chirurgický přístup

- Korekce osově odchylky v přední rovině nohy podél mechanické osy v průběhu operace, přičemž linie kloubu má být kolmá k této ose
- Rekonstrukce fyziologických osových poměrů
- Kinematika ve vztahu k náhradě:
 - fyziologická linie kloubu
 - dostatečná mediální a laterální stabilita v extenzi a flexi
 - správně vycentrovaný a vyvážený patelofemorální kloub
 - volný pohyb: od maximální extenze po maximální možnou flexi

Volba přístupu závisí na axiální nesprávné poloze (varus/valgus).

4. Příprava pacienta

Operace se provádí na pacientech pod celkovou nebo spinální anestézií, přičemž je požadována adekvátní svalová relaxace.

Pooperační bolest je snížena bez použití škrtidla. Pokud je nezbytné použít škrtidlo, je třeba je umístit proximálně na stehno a nafouknout, přičemž koleno je v hyperflexi. Tak bude zachováno maximum čtyřhlavého svalu pod úrovní škrtidla.

Umístěte pacienta do polohy vleže na zádech.

Ohněte koleno do polohy 90°.

Použijte opěrný válec na stole a boční oporu pro usnadnění extenze a flexe nohy.

5. Předoperační plánování


Předoperační plánování zahrnuje indikaci, vyhodnocení a přípravu, které jsou důležité pro úspěch chirurgického zákroku.

K plánování operace jsou zásadně nutné předoperační rentgenové snímky. Doporučují se rentgenové snímky kolena ve dvou pohledech: Rentgenový snímek ve stoji na jedné noze v předozadní rovině (A-P) a laterální rentgenový snímek kolenního kloubu v 90° flexi nebo v extenzi. Dále je potřebný rentgenový snímek celé nohy při zatížení obou nohou. Rovněž je užitečné pořídit «panoramatický» snímek pately nebo pohled na ní «při východu slunce» ve 40° flexi.

Rentgenové snímky jsou potřebné k rozpoznání a kvantifikaci deformit a kostních defektů a kostních výrůstků. Velikost femorální a tibiální náhrady lze na počátku stanovit pomocí plánovacích šablon. Rentgenové snímky celé nohy pomáhají odhalit odchylky osy a deformace v diafyzální oblasti femuru a tibie. Rentgenové snímky celé nohy také pomáhají určit, zda lze provést intramedulární vyrovnání. Navíc lze zaznamenat mechanickou a anatomickou osu nohy a lze určit úhel femuru (viz obrázek na straně 9). Tento úhel se mění v závislosti na morfologii. Úhel femuru musí být znám pro definování distálního řezu femuru. Ten je přenesen na resekci kosti pomocí úhlového vodícího přípravku leggera.

Vstupní bod pro vyrovnávací vodící přípravek k extramedulárnímu a intramedulárnímu vyrovnání tibie a femuru se určí prodloužením linie anatomických os tibie a femuru. Obvykle je vstupní bod umístěn mírně mediálně k eminentia intercondylaris nebo k vrcholu interkondylárního vrubu.

Rozsah resekce tibie lze také určit z dlouhého rentgenového snímku nohy. Tímto způsobem lze posoudit požadovanou velikost mediální a laterální resekce kosti. To je zvláště důležité při rozsáhlých kostních defektech, aby nedošlo k nadměrné resekci.



Zkoumání dlouhého rentgenového snímku nohy probíhá následujícím způsobem:


1. Zakreslete na rentgenový snímek anatomickou osu femuru (**A**). Je-li femur nadměrně zakřivený, je třeba namísto linie **A** zakreslit linii představující intramedulární vyrovnání.
2. Zakreslete linii od středu hlavičky femuru do středu kolena. Mechanická osa **D**.
3. Úhel mezi anatomickou osou a mechanickou osou (úhel femuru valgus α) je specifický pro každého pacienta a určuje stupně, které je třeba nastavit na úhlovém vodícím přípravku (viz obr. 25).
4. Zakreslete osu tibie (**B**) a určete rovinu resekce tibie (**E**) kolmou na **B**. Dbejte na to, aby v případě defektů tibie nebyla resekce nadměrná.
5. Předoperační určení velikosti komponenty a hloubky resekce s použitím radiografických šablon v předozadní a laterální rovině.
6. Po resekci by se měla mechanická osa nohy (**C**) krýt s liniemi **D** a **B**.

- A Anatomická osa femuru
- B Osa tibie
- C Mechanická osa nohy
- D Mechanická osa femuru
- E Hloubka resekce tibie (mm)
- α Femorální úhel valgus


6. Operační technika

6.1 Přehled operační techniky

1. Resekce tibie

				Aplikace tibiálního referenčního systému rovnoběžně s předním tibiálním kortexem a vyrovnání. Nastavení zadního sklonu. Určení linie kloubu a fixace tibiálního referenčního systému. > Strana 13
  				Nastavení hloubky resekce. Osteotomie tibie. Určení velikosti tibiálního platů. Poznámka Na ochranu vazů během tibiální resekce nasad'te retraktory. > Strana 16



2. Resekce femuru

				Otevření intramedulárního kanálu a zavedení intramedulární tyče. Fixace řezacího bloku distálního femuru. Distální osteotomie > Strana 20
				Ověření extenčního prostoru. Kontrola mechanické osy. > Strana 25
				Zavedení femorálního vodícího přípravku k určení velikosti/rotace. Určení velikosti a rotace femuru. Vyrvání dvou otvorů pro řezací blok 4v1. Volitelné: Nastavení předozadní polohy. > Strana 27
				Zavedení řezacího bloku 4v1. Kontrola plánované hloubky resekce. Volitelné: Nastavení předozadní polohy. Přední a zadní osteotomie femuru s šikmými řezy. > Strana 31
				Ověření flekčního prostoru. > Strana 34

3. Příprava a implantace balanSys CR, UC a RP

				Příprava trochleární drážky. Zavedení tibiální šablony a zkušební PE vložky. Zavedení zkušební femuru. Zkušební redukce kolenního kloubu. > Strana 35
				Příprava femorálních kotvících čepů. Příprava tibiálního medulárního prostoru. Příprava lamel. > Strana 38
				Zavedení tibiálního plató balanSys. Naražení tibiálního plató balanSys. > Strana 44
				Zavedení PE vložky balanSys. Zavedení femuru balanSys. Naražení femuru balanSys. Vytvrzování kostního cementu. > Strana 46


4. Příprava a implantace balanSys PS

	Příprava femorální schránky. Zavedení zkušební femuru. Zavedení tibiální šablony a zkušební PE vložky. Zkušební redukce kolenního kloubu. > Strana 51
	Příprava tibiálního medulárního prostoru. Příprava lamel. > Strana 55
	Zavedení tibiálního plató balanSys. Naražení tibiálního plató balanSys. > Strana 58
	Zavedení femuru balanSys. Naražení femuru balanSys. Zavedení PE vložky balanSys. Vytvrzování kostního cementu. > Strana 60

Před každým chirurgickým zákrokem je zapotřebí zkontrolovat, zda nejsou nástroje poškozené či zdeformované. Používejte pouze nepoškozené nástroje. Nepoužívejte zkušební komponenty se značkami či škrábanci

6. Operační technika

6.2 Resekce tibie




Obr. 1

6.2.1 Sestava referenčního systému k extramedulárnímu vyrovnání tibie (TRS)

Přehled referenčního systému k extramedulárnímu vyrovnání tibie (TRS)


1. Stupnice úrovně resekce
2. Nastavení sklonu tibie
3. Nastavení úrovně resekce
4. Proximální TRS
5. Distální TRS
6. Nastavení osy tibie
7. Držák kotníku TRS



Obr. 2

Uzamykací mechanismus má tři polohy:


- a) Otevřená: Montáž/demontáž nástrojů
- b) Fixovaná: Stabilní/pracovní poloha
- c) Kluzná: Pro plynulé polohování



Obr. 3 Nasazení TRS distálně



Obr. 4 Nasazení TRS držáku kotníku



Obr. 5

Přimontujte řezací vodící přípravek TRS na proximální TRS šroubovákem balanSys. Řezací vodící přípravek TRS lze posouvat doleva a doprava podle strany chirurgického zákroku a přístupu.



Obr. 6


Nastavte stupnici úrovně resekce na 0 mm otáčením axiálního kolečka ❶.

Volitelné

Lze namontovat závěsné oko Eminentia k fixaci TRS na eminentia intercondylaris. Pro montáž viz přílohu 7.2. – intramedulární vyrovnání.

Poznámka

Pro zajištění dobrého přehledu je třeba odstranit nejprve ACL, v případě vady nebo kvůli plánování, je třeba zcela odstranit PCL. Navíc musí být z drážky odstraněny všechny osteofyty.




Obr. 7

6.2.2 Resekce tibie

Osa TRS je umístěna rovnoběžně s předním tibiálním kortexem. Lze ji aproximovat přejetím dvou prstů mezi tibiálním referenčním systémem a přední stranou tibie.

Poznámka

TRS vytváří úhel 3° mezi medulární dutinou (zelená linie) a předním tibiálním kortexem (červená čára). Při TRS rovnoběžně s předním kortexem (modrá linie) se stupně zadního sklonu zobrazují na volicím prvku.



Obr. 8

Vyrovnejte TRS distálně s druhou metatarzofalangeální kostí a zafixujte gumovým páskem TRS. Střed proximálního TRS musí být umístěn přes spoj mezi mediální a středovou třetinu hrbolu tibie a distální TRS se vyrovná v mediální třetině kotníku pro reprodukci rotace tibie.




Obr. 9

Na stupnici úrovně resekce musí být hodnota 0 mm.

S použitím kluzného mechanismu 2 nastavte délky TRS tak, aby řezací štěrbina byla přibližně ve výšce tibiálního plató.

Stabilizujte TRS středovým čepem 3,2 mm. Předvrtejte vrtákem 3,2 mm otvor a zaveďte čep skrz vertikální štěrbinu proximálního TRS pro zvýšení stability. Vertikální poloha má být ve spodní části štěrbin.

Volitelně lze použít intramedulární závěsné oko ke zvýšení stability. Viz přílohu 7.2–intramedulární vyrovnání.



Obr. 10 Nastavení varus/valgus

Použijte mechanismus k vyrovnaní varus/valgus pro vyrovnaní TRS rovnoběžně s dlouhou osou tibie. Distální TRS musí lícovat s mediální třetinou kotníku (mediální s laterální kotník).

Dlouhá značka představuje neutrální polohu.



Obr. 11 Zadní sklon

Použijte volicí prvek k nastavení sklonu **3** pro nastavení zadního sklonu podle anatomie. Referenční deska musí být rovnoběžná s nejlépe zachovaným povrchem tibiálního kloubu.

Poznámka


Autoři doporučují zadní sklon do 7° pro PCL při zachování implantátu a do 5° pro PLC při výměně implantátu.



Obr. 12

Určete původní linii kloubu na úrovni nejlépe zachovaného povrchu tibiálního kloubu. K tomuto účelu použijte referenční desku jako referenci nebo nasadte tibiální stylus skrz řezací štěrbinu řezacího vodícího přípravku TRS. Špička tibiálního stylusu se musí dotýkat nejlépe zachovaného povrchu tibiálního kloubu. Použijte kluzný mechanismus **2** k přesunutí řezacího vodícího přípravku distálně nebo proximálně.

Zafixujte TRS proximálně nejméně dvěma rovnými čepy a jedním šikmým čepem. Předvrtejte otvory vrtákem 3,2 mm.



Obr. 13

Existují dvě možnosti fixace TRS.

1. Proximální otvory (šikmé)
2. Distální otvory

Obecně je třeba k fixaci použít proximální otvory, protože se tibiální kost rozšiřuje proximálně. Řezací vodicí přípravek pak lze oddálit až o 10 mm.

Pro plánovanou resekci více než 10 mm je třeba použít distální otvory. Po umístění čepů lze TRS s řezacím vodicím přípravkem přemístit do proximálních otvorů. Tento postup umožní resekci 10–15 mm. Mějte na paměti, že k odečtu stupnice je nutno přidat 5 mm



Obr. 14



Vrták a čepy mohou procházet pouze přední kortikální kostí a nesmí perforovat zadní kortikální kost, aby nedošlo k poranění dorzálních cév a nervů. Doporučuje se vrtat bezprostředně za přední hustou k ostí a zarazit čep paličkou tak, aby se dotýkal zadního kortexu.



V případě zachování PLC je nutné zohlednit stabilitu. Zejména v případě větších resekci.



Obr. 15

Nastavte výšku resekce pohybáním řezacího vodicího přípravku TRS na vzdálenost 6–8 mm otáčením axiálního kolečka ❶. Minimální výška resekce závisí na kvalitě chrupavky v oblasti, kde byla určena linie kloubu (obr. 14).

Před resekci zkontrolujte nastavenou úroveň osteotomie s použitím referenční desky.



Obr. 16

Proved'te resekci tibie přes řezací štěrbinu pilovým listem 1,27 mm.

Poznámka

Na ochranu vazů během tibiální resekce nasad'te re-traktory kostí.

Poznámka

Doporučuje se ochlazovat pilové listy během řezání, aby se snížilo teplo a riziko osteonekrózy.



Obr. 17

Odstraňte nástroje. Je třeba na místě ponechat alespoň jeden čep pro případ další resekce později.



Obr. 18

Pomocí tibiální šablony stanovte velikost tibiální náhrady. Zohledněte rotační vyrovnání pro obnovu roviny flexe kolena.

Rotace tibiální šablony je obvykle vycentrována na spoj mezi mediální a středovou třetinou hrbolu tibie. Zajistěte maximální krytí povrchu osteotomie bez přesahu tibiální šablony.

Poznámka

Pokud je plánován implantát rotační platformy (RP), je nutno zohlednit rotační vyrovnání tibiálního implantátu. Rotační platforma umožňuje variabilitu rotace s odchylkou nejvýše přibližně 5°.



Obr. 19



Obr. 20

Použijte tyč polohovače ke kontrole osy a roviny řezu.

6.3 Resekce femuru



Obr. 21



Obr. 22



Obr. 23



Obr. 24

Resekce distálního femuru

Odstraňte všechny osteofyty.

Otevřete medulární kanál vrtákem balanSys 8,5/11 mm. Vstupní bod je určován analyzováním dlouhého rentgenového snímku nohy. Obecně bude 3–5 mm mediálně od hrotu interkondylárního vrubu a 7–10 mm před původním zadním křížovým vazem (PCL).

Zavedte vrták zcela dolů ke konci závitů. Kroková funkce vrtáku zvyšuje průměr otvoru o 1,5 mm, aby bylo možné kanál odtlakovat, když je zavedena intramedulární tyč.

Připojte rukojeť k intramedulární tyči.

Poznámka

Rukojeť se připojuje a odpojuje tahem blokovacího kroužku.


Zavedte intramedulární tyč pomalu a v plném rozsahu do femuru pro zajištění co nejpřesnější replikace anatomické osy.

Intramedulární tyč nemá mít žádný kontakt s kortikální kostí ve vstupním bodu, aby nebyla nesprávně vedena. Pokud má, intramedulární tyč odstraňte a rozšiřte vstupní otvor vrtákem.

Odstraňte rukojeť.

Poznámka

Pokud je vstupní otvor mimo anatomickou osu, intramedulární tyč bude nesprávně vedena. To může způsobit nesprávnou úhlovou polohu femorální komponenty. Aby k tomu nedošlo, intramedulární tyč se v plném záběru nesmí dotýkat kortikální kosti. Pokud ano, intramedulární tyč odstraňte a rozšiřte vstupní otvor vrtákem.




Obr. 25

Použijte distální řezací vodicí přípravek s úhlovým vodicím přípravkem.

K tomuto účelu namontujte řezací vodicí přípravek **1** na otevřený konektor úhlového vodicího přípravku **2** s pákou **3** v otevřené poloze. Pak převraťte páku přes «zámek» («lock») zajišťující distální řezací vodicí přípravek.

Zajištěným distálním řezacím vodicím přípravkem lze ještě pohybovat doleva a doprava.



Obr. 26


Podle předoperačního plánování nastavte na úhlovém vodicím přípravku požadovaný úhel valgus (0 stupňů až 9 stupňů).

Otáčejte vodicím prvkem **4** ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček na příslušné nastavení na značku nastavení (nahore). Při rotaci má vodicí prvek citelné zářázky a značky v každé lokaci 1°. Označení «left» znamená levé koleno a označení «right» znamená pravé koleno.



Obr. 27

Nasuňte úhlový vodicí přípravek s distálním řezacím vodicím přípravkem přes intramedulární tyč k femuru tak, aby se úhlový vodicí přípravek dotkl alespoň jednoho distálního kondylu.



Obr. 28



Obr. 29

Zatímco distální řez se provádí pod úhlem 83° ve vztahu k intramedulární tyči, úhlový vodící přípravek musí být umístěn rovnoběžně s epikondylární osou.



Obr. 30

Distální řezací vodící přípravek se normálně dotýká pouze jednoho předního kondylu. Lze jej posunout mediolaterálně podle anatomické situace.


Provedte předvrtání skrz dva vyvýšené otvory distálního řezacího vodícího přípravku. Zajistěte distální řezací vodící přípravek k femuru dvěma čepy bez hlavy skrz vyvýšené otvory.



Neposouvejte distální řezací vodící přípravek o více než 5 mm ze středu, aby nedošlo k zachycení intramedulární tyče vrtákem. Jinak pečlivě předvrtejte pouze kortikální kost a plně zaveďte čep po odstranění intramedulární tyče.



Obr. 31



Obr. 32

Odpojte úhlový vodící přípravek od distálního řezacího vodícího přípravku (přemístěte páku **1** do polohy «odemčeno» («unlock»)) a odstraňte úhlový vodící přípravek a intermedulární tyč.



Obr. 33

Zkontrolujte rovinu plánované distální resekce s použitím referenční desky.



Obr. 34


V závislosti na kvalitě chrupavky v oblasti usazení zalomeného vodícího drátu lze provést další nastavení přemístěním distálního řezací vodícího přípravku. Proto sejměte distální řezací vodící přípravek z čepů a umístěte je na skupiny otvorů, označené jako «-2», «-4» a «+2», «+4».



Obr. 35

Značky na distálním řezacím vodícím přípravku ukazují velikost dosažené resekce kosti vzhledem k počátečnímu nastavení distální resekce v milimetrech.

Pokud je to nezbytné pro zvýšení stability, zaveďte nyní čepy bez hlavy do šikmých otvorů pro čepy.



Obr. 36

Zkontrolujte úhel plánované resekce s použitím vyrovňovací tyče.



Obr. 37



Obr. 38

Proveďte distální osteotomii s použitím pilového listu 1,27 mm.


Odstraňte šikmé čepy a distální řezací vodící přípravek.

Podle preferencí operátora mohou být čepy odstraněny nebo ponechány na místě pro umožnění opětovného řezu.

Poznámka

Umístěte retraktory kostí pro ochranu vazů v průběhu resekce distálního femuru.

Odstraňte všechny tibiální a femorální osteofyty a marginální kosti.



Obr. 39

Posouzení extenčního prostoru

Propojte černý rozpěrný blok femuru s patřičným modrým rozpěrným blokem tibie.

Rozpěrný blok femuru odpovídá tloušťce femorálního implantátu, distálně a posteriorně (9 mm).

Rozpěrný blok tibie odpovídá tloušťce tibiálního plató plus indikované tloušťce vložky.



Obr. 40

Systém obsahuje rozpěrné bloky tibie pro 8/9 mm, 10,5/11,5 mm a 13/15,5 mm.

Pro tloušťku vložky 18 mm a 20,5 mm musí být rozpěrná posuvná deska +5 připojena k rozpěrnému bloku tibie 13/15,5.

Poznámka

Tloušťka vložky 9 mm a 11,5 mm je k dispozici pouze z materiálu vitamys.



Obr. 41

Ověřte extenční prostor zavedením rozpěrného bloku femuru s patřičným rozpěrným blokem tibie. Extenční prostor má být vyvážen v M-L směru s nohou v plné extenzi. Pokud není extenční prostor vyvážen, upravte úhel řezu buď tibie nebo femuru nebo proveďte patřičné uvolnění měkké tkáně k dosažení rovnováhy.

Poznámka

Zbývající dorzální osteofyty mohou bránit extenzi nebo narušovat stabilitu vazů.




Obr. 42


Propojte krátkou vyrovnávací tyč s dlouhou vyrovnávací tyčí.

Zkontrolujte mechanickou osu a mediální a laterální stabilitu a rovněž schopnost extenze. Pokud jsou poměry příliš těsné, lze provést opakovanou osteotomii na distálním femuru nebo proximální tibii.


Odstraňte distanční blok a čepy.



Obr. 43



Obr. 44



Obr. 45

Rotace a určení velikosti femuru

K určení velikosti a rotace femorální komponenty jsou k dispozici dva vodící nástroje.

Oba mají stejnou funkci pro stanovení velikosti femorální komponenty a rotace femorální komponenty.

Kromě toho vodící přípravek určení velikosti a rotace femuru AP (vpravo) poskytuje možnost posunout femorální komponentu maximálně o 2 mm směrem dopředu nebo dozadu, pokud je velikost femuru určena mezi dvěma velikostmi.

Dále je ukázán vodící přípravek k určení a rotace, kroky jsou pro obě verze podobné.

Poznámka

A-P posun lze také provést v dalším kroku s řezacími vodícími bloky 4v1, pokud lze přední řez ověřit přes přední řezací štěrbinu.

Přehled vodících přípravků k určení velikosti a rotace


Nastavení rotace: 1 kliknout = 1°

A-P posun: 1 kliknout = 0,5 mm

- a) A-P posun (pouze 71.34.1003)
- b) Nastavení rotace
- c) Vyvrtejte otvory pro řezací blok 4v1
- d) Fixační otvory

V případě potřeby připojte rukojeti k vodícímu přípravku k určení velikosti a rotace.

Na vodícím přípravku balanSys k určení velikosti a rotace AP (71.34.1003) musí být knoflík pro A-P posun v poloze «0».



Obr. 46

Připojte správné rotační ložisko femuru k vodícímu přípravku k určení velikosti a rotace femuru. Jsou k dispozici 2 velikosti rotačního ložiska femuru (malá a velká velikost) pro použití v závislosti na vzdálenosti kondylů.

Umístěte vodící přípravek k určení a rotace proti resekovanému povrchu distálního femuru tak, aby se rotační ložisko femuru dotýkalo nejvíce vyčnívajícího bodu zadních kondylů.

Stávající osteofyty na zadních kondylech je nutno předem odstranit.

V případě potřeby zajistěte nástroj čepem zasunutým do fixačního otvoru ve spodní části.

Rotaci femorální komponenty lze nastavit od 0° do 7°. K tomuto účelu otočte knoflíkem k nastavení rotace ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček na patřičné stupně. Knoflík má citelnou zádržku a značky pro každý stupeň rotace.


Označení «left» představuje externí rotaci femuru na levém kolenu, označení «right» představuje externí rotaci femuru na pravém kolenu.

Poznámka

Mějte na paměti, že mediolaterální rozdíly v tloušťce chrupavky na zadních kondylech, např. nadměrná ztráta chrupavky, ovlivní rotaci nástroje a tím rotaci femuru (přibližně 1° na 1 mm ztráty chrupavky).

Rotaci je třeba jemně vyladit vyrovnaním rukojetí s epikondylární osou a/nebo s použitím odpočítávání nahore na vodícím přípravku a referenční desky k vyrovnaní Whitesidovy linie.

Po nastavení vyrovnaní rotace je třeba vodící přípravek zafixovat ve spodní části alespoň jedním čepem.



Obr. 47



Obr. 48



Obr. 49

Velikost femuru je určována stylusem femuru, který je zaveden zepředu do přípravku k určení velikosti a rotace.

Umístěte stylus femuru na výstupek metafýzy femuru.



Obr. 50

Odečtete velikost femuru na vertikální stupnici stylusu femuru.

Každý znak patří k linii pod znakem. Linie vyznačuje přesnou velikost femorálních komponent, když je v rovině s horní hranou přípravku k určení velikosti a rotace femuru.

Na uvedeném příkladu by měl femur velikost «C».



Obr. 51

Nastavte velikost femorálního stylusu na velikost odečtenou na vertikální stupnici. Znovu zkontrolujte spodní stupnici. Obě stupnice se musí shodovat.

Špička stylusu femuru míří na konec femorální komponenty.

Poznámka

Polohování femorální komponenty se provádí se zadní referencí, což umožňuje dobrou kontrolu flekčního prostoru. Pokud je stylus femuru mezi dvěma velikostmi, zvažte možnost použití větší velikosti, aby nedošlo k notchingu. Zvažte také možnost posunu femorální komponenty dopředu s použitím funkcí pro předozadní posun přípravku k určení velikosti a rotace AP nebo řezacího vodícího bloku 4v1 (viz obrázek 57).

Volitelné



Obr. 52

Předozadní nastavení (posun) femorální komponenty (pouze Vodicí přípravek určení velikosti a rotace AP)

Pokud je sloupcová stupnice mezi dvěma velikostmi, předozadní polohu lze měnit otáčením knoflíku pro předozadní posun šroubovákem.

Nastavení lze provést do 2 mm směrem dopředu a do 2 mm směrem dozadu v krocích po 0,5 mm. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček se femorální komponenta posune směrem dopředu. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček se femorální komponenta posune směrem dozadu.

Tento krok je nutno provést před předvrtáním otvorů pro řezací blok 4v1. Po předvrtání otvorů lze předozadní posun provést pouze s řezacím blokem 4v1.


Poznámka

Polohování femorální komponenty se provádí se zadní referencí, což umožňuje dobrou kontrolu flekčního prostoru. Posunutím dopředu se uvolní flekční prostor. Posunutím dozadu se utěsní flekční prostor.



Obr. 53

Předvrtejte dva otvory pro řezací blok 4v1.



Obr. 54

Resekce femuru 4v1

Rozdíl v předozadním rozměru femorálních komponent balanSys je přibližně 3 mm mezi jednotlivými velikostmi (s výjimkou rozdílu mezi velikostmi E a F, který je 4 mm).

Vzdálenost mezi zadním řezem a fixací čepu je stejná v celém rozsahu řezacího vodícího přípravku 4v1, fleční mezera tedy zůstává konstantní pro všechny velikosti.



Obr. 55

Umístěte zvolený řezací blok 4v1 do dvou předvrtaných otvorů s použitím kleští na čepy tak, aby na plochu přiléhal k povrchu osteotomie. V případě potřeby můžete na kleště na čepy použít paličku.



Nástroj musí být plně usazen na distálním řezu.



Obr. 56

Fleční prostor lze zkontrolovat pomocí rozpěrného bloku tibie, umístěného pod řezacím blokem 4v1. Použijte stejnou tloušťku jako pro vyvážení extenčního prostoru, ale pouze tibiální rozpěrný blok.

Zkontrolujte přední a zadní řez s použitím referenční desky.

Poznámka

Přesah předního štítu může mít negativní vliv na funkci pately. Notching předního kortexu femuru může vyvolat fraktury. Obojímu je třeba se vyhnout.

Volitelné



Obr. 57

Předozadní nastavení (posun) femorální komponenty s řezacím blokem 4v1

Řezací blok 4v1 lze posunout o 1,5 mm směrem dopředu a 1,5 mm směrem dozadu.

Předvrtejte odpovídající vrtané otvory mediálně a laterálně skrz řezací blok 4v1.

Použijte přední vyvrtané otvory pro posun o 1,5 mm směrem dopředu.

Použijte zadní vyvrtané otvory pro posun o 1,5 mm směrem dozadu.



Obr. 58

S použitím kleští na čepy přemístěte řezací blok do nově předvrtaných otvorů tak, aby naplocho přiléhal k povrchu osteotomie. V případě potřeby můžete na kleště na čepy použít paličku.

Znovu zkontrolujte flekční prostor a řezy.



Nástroj musí být plně usazen na distálním řezu.

Poznámka

Polohování femorální komponenty se provádí se zadní referencí, což umožňuje dobrou kontrolu flekčního prostoru. Posunutím směrem dopředu se uvolní flekční prostor. Posunutím směrem dozadu se utěsní flekční prostor.



Obr. 59

Zajistěte řezací blok dvěma čepy mediálně a laterálně. Proveďte osteotomie skrz řezací štěrby s použitím pilového listu 1,27 mm v následujícím pořadí:

1. Přední osteotomie
2. Zadní osteotomie
3. Šikmé řezy

Odstraňte čepy a řezací blok 4v1 kleštěmi.



Umístěte retraktory pro ochranu měkkých tkání na mediálních a laterálních kolaterálních vazech a popliteální šlaše.

Poznámka

Zadní osteotomie je třeba provádět s kolenem ve flexi 90°, protože se tím zabrání doteku povrchu povrchu tibie pilovým listem a přemístí se zadní měkké tkáně pryč od zadních kondylů.

Poznámka

Zadní řezací štěrby jsou otevřené mediálně a laterálně pro přizpůsobení kompletním řezům pily. Pro snížení rizika neúmyslného vyskočení pilového listu, směrujte pilový list před zahájením řezání mírně ke středové ose.



Obr. 60



Obr. 61



Obr. 62



Obr. 63

Odstranění všech marginálních kostí a osteofytů, zejména v oblasti zadních kondylů.



Obr. 64

Ověření flekčního prostoru

Zavedení rozpěrného bloku (femur a tibie) do flekčního prostoru s rozpěrným blokem tibie, dříve definovaným v extenzi (viz obrázek 41).

Vyhodnocení stability vazů, mediálně i laterálně.

Poznámka

Doporučuje se překontrolovat rovněž extenční prostor. Odstranění zadních osteofytů může mít vliv na stabilitu.

6.4 Příprava femuru and zkušební redukce

Podle toho, zda je plánována femorální komponenta CR nebo PS, je konečná příprava femuru rozdílná. V následujících chirurgických krocích je ukázána femorální komponenta CR. Při přípravě a implantaci femorální komponenty PS postupujte podle chirurgických kroků v příloze 7.1 – PS – Příprava a implantace.



Obr. 65

Příprava femuru

Vodící přípravek trochleárního výstružníku se umístí na femur se vstupem pro výstružník na přední straně a zafixuje se nejméně dvěma čepy diagonálně.

Poznámka

Autoři doporučují umístit vodící přípravek trochleárního výstružníku mírně laterálně pro optimální sledování pately. Resekce kosti umožňuje korekci M-L polohy femorální komponenty až o 1,5 mm. Zabraňte přesahu konečné komponenty.




Obr. 66

Připojte trochleární výstružník k elektrické vrtačce.

Trochlea je zkosená zatlačením trochleárního výstružníku na doraz. Nezačínáte vystružovat, dokud nebude zaklapnutý středový vodící čep.

Odstraňte všechny nástroje.



Obr. 67



Obr. 68



Obr. 69

Zkušební redukce

K dispozici jsou 4 velikosti zkušebních vložek. Použijte zkušební vložku, která odpovídá příslušné tibiální šabloně.

Tibiální šablony a zkušební vložky jsou označeny následujícími symboly:



Kombinujte pouze tibiální šablony a zkušební vložky se stejnými symboly.

Umístěte tibiální šablону a zkušební vložku s držákem tibiální šablony na resekovanou tibií.

Musí být zajištěno, aby vybraná tibiální šablona poskytovala požadované tibiální pokrytí a zohledňovala zvolenou velikost femuru.

Poznámka

Velikosti femuru, které jsou kompatibilní se zvolenými velikostmi tibiae, jsou vyznačeny na tibiálních šablonách.

Poznámka

V případě potřeby může být tibiální šablona zafixována dvěma krátkými čepy s hlavou před zavedením zkušební vložky.

Zaveďte zkušební femur s držákem femuru.

Namontujte zkušební femur na držák femuru a otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček. Otevřete svorky a nasadte zkušební femur ve směru znázorněném na nástroji. Zajistěte zkušební femur otáčením rukojeti ve směru hodinových ručiček do dotažení.



K umístění femuru do konečné polohy použijte femorální nářažec. Aplikace nadměrné síly na držák femuru může způsobit poškození nástroje.



Obr. 70

Zarazte zkušební femur femorálním zarážecem a paličkou tak, aby byl zcela usazený v kosti.

Zabraňte tomu, aby se komponenta femuru dostala do polohy ve flexi.



Obr. 71

Přemístění extenzního přístroje.

Se všemi prozatímními komponentami na místě se pro koleno testuje pod úhly 0° - 30° - 60° - 90° nejméně:

- rozsah pohybu
- stabilita
- stabilita PCL
- kinematika a mobilita
- mechanická osa
- přesah tibie
- rotace implantátu
- sledování pately



Obr. 72

Pro zapamatování správné polohy tibiální komponenty, označte polohu tibiální komponenty vpředu na tibii elektrochirurgickým skalpelem. Tibiální šablonu lze za-fixovat krátkými čepý s hlavami.

Poznámka

Pokud má být provedena náhrada náhrada pately, doporučuje se provést patelární osteotomii a umístit patelární zkušební komponentu před testováním funkce kolena!



Obr. 73

Vyvrtejte dva otvory pro čepy k ukotvení femuru 6 mm vrtákem.

Poznámka

Škrábance na zkušebním femuru mohou vést k poškození zkušebních vložek a je nutno je vyměnit.



Obr. 74

Odstranění zkušební vložky a zkušebního femuru.

Zkušební vložku lze zdvihnout koncem rukojeti držáku tibiální šablony. Pro zkušební femur použijte extraktor femuru.



Obr. 75

Konečná příprava tibie

Tibiální šablona je fixována dvěma čepy s hlavou.

Zajistěte, aby se vaše značky na hlavici tibie shodovaly se značkami na tibiální šabloně.



Obr. 76

Poloha středícího vodícího přípravku dláta

Usaďte držáky do oválných otvorů v tibiální šabloně.



Obr. 77

Pro upevnění středícího vodícího přípravku dláta na tibiální šablonu otočte knoflík do horizontální zavřené polohy (↵).



Obr. 78

Pro upevnění středícího vodícího přípravku dláta na tibiální šablonu otočte knoflík do horizontální zavřené polohy (0).



Obr. 79

Zaveďte násadec vodícího přípravku frézování do vodícího přípravku centrování tibie.



Obr. 80

Připojte výstružník k elektrické vrtačce.

Zaveďte vrták výstružníku do násadce vodícího přípravku frézování před zahájením vrtání. Vyvrtejte medulární prostor tibie.

Hloubka musí odpovídat příslušné délce kotvícího dříku předem určeného tibiálního plató balanSys PS. Značky velikosti na výstružníku musí být v rovině s horním okrajem násadce vodícího přípravku frézování.



Obr. 81

Odstraňte násadec vodicího přípravku frézování.



Obr. 82

Namontujte dláto na lamely na rukojeť pro tibiální dláto.

Dláto na lamely se dodává ve dvou velikostech. Menší lze použít pro velikosti tibie 59 a 70 a větší pro všechny velikosti tibie.

Nasad'te sestavu dláto na lamely do vodicího přípravku vycentrování dláto.

Dbejte na ochranu kolaterálních vazů a poplitea.

Narážejte dláto na lamely, dokud se hloubka nástroje nespočine na tibiální šabloně. Hloubky lamel jsou definovány velikostí tibiální šablony.



Obr. 83



Zatloukejte dláto na lamely opatrně, aby nedošlo k fraktuře tibie. Pokud je kost mediálně nebo laterálně sklerotická, může být prospěšné nejprve připravit štěrbinu pro lamelu oscilační pilou nebo vysokorychlostní vrtačkou.

Odstraňte všechny zbývající nástroje.

Volitelné



Obr. 84



Obr. 85



Obr. 86

Test rotační platformy (RP)

Pro testování implantátu rotační platforma připojte kleště na čepy ke zkušebnímu tibiálnímu plató RP.

Nasaďte zkušební RP tibiálního plató do připraveného tibiálního plató do úplného usazení.

Nasaďte určenou PE zkušební vložku RP

Musí být zajištěno, aby vybraná PE zkušební šablona RP zohledňovala zvolenou velikost femuru.

Nasaďte zkušební femur s držákem femuru.

Namontujte zkušební femur na držák femuru a otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček. Otevřete svorky a nasaďte zkušební femur ve směru znázorněném na nástroji. Zajistěte zkušební femur otáčením rukojetí ve směru hodinových ručiček do dotažení.

Poznámka

Škrábance na zkušebních femurech mohou vést k poškození zkušebních vložek. Poškozené zkušební nástroje je nutno nahradit.



K umístění femuru do konečné polohy použijte femorální narážeč. Aplikace nadměrné síly na držák femuru může způsobit poškození nástroje.



Obr. 87

Zarazte zkušební femur femorálním zarážecem a paličkou tak, aby byl zcela usazený v kosti.

Zabraňte tomu, aby se komponenta femuru dostala do polohy ve flexi.



Obr. 88

Přemístění extenzního přístroje.

Se všemi prozatímními komponentami na místě se pro koleno testuje pod úhly 0° -30° -60° -90° nejméně:

- rozsah pohybu
- stabilita
- stabilita PCL
- kinematika a mobilita
- mechanická osa
- přesah tibie
- rotace implantátu
- sledování pately

Pokud to není provedeno v kroku «Zkušební redukce» (obrázek 73), vyvrtejte dva otvory pro čepy k ukotvení femuru 6 mm vrtákem.

Odstranění zkušebního femuru a zkušební vložky.


6.5 Implantace definitivních implantátů



Obr. 89

Ve sklerotické kosti lze použít krátké vyvrtané otvory pro zlepšení interdigitace cementu.

Důkladně vyčistěte povrchy (např. pulzní laváží).



Obr. 90

Před rozbalením konečných implantátů a zahájením přípravy implantátů si vždy oblečte čisté rukavice. Pro cementování použijte čisté a suché rukavice.

Tibie

Po volbě implantátů se doporučuje poslední kontrola, aby se zajistilo, že femorální a tibiální komponenty a komponenty PE vložky odpovídají.

Nasad'te polohovač tibiálního plató na zvolené tibiální plató.

Pro fixované tibiální plató zahákněte nástroj vzadu pod okrajem. Pak se zafixuje otočením předního knoflíku ve směru hodinových ručiček, zatímco je nástroj naplocho usazen na povrchu tibiálního plató.

Polohovač tibiálního plató RP

Pro RP tibiálního plató otáčejte předním knoflíkem proti směru hodinových ručiček na doraz. Nasad'te polohovač RP tibiálního plató na zvolené tibiální plató. Zafixuje se otočením předního knoflíku ve směru hodinových ručiček, zatímco je nástroj naplocho usazen na povrchu tibiálního plató.



Obr. 91



Obr. 92



Obr. 93

Namíchejte kostní cement. Aplikujte na implantát tlustou vrstvu cementu.

Cement by měl být při aplikaci v časně fázi po namíchání. Postupujte podle pokynů pro konkrétní kostní cement.

Pro bezpečnou fixaci tibiálního plató v kosti je nezbytné, aby byla zadní strana tibie plně cementována v těstovité fázi cementu. Dřík a lamely mohou a nemusí být cementovány.

Pokud není tibiální plató plně cementováno a tlakováno, může to vést k předčasnému uvolnění a ztrátě náhrady. Navíc může cementování v pokročilých stádiích polymerace vést k brzkému uvolnění náhrady.

Poznámka

Je třeba zamezit nadměrné extruzi cementu, zejména v zadní části tibie. Cement extrudovaný vzadu se obtížně odstraňuje.

Narazte tibiální plató paličkou a tibiálním impaktorem tak, aby bylo tibiální plató plně usazené na resekované kosti. Pak natlakujte tibiální plató tibiálním impaktorem do vytvrzení cementu.

Veškerý extrudovaný kostní cement odstraňte kyretou. Pečlivě zkontrolujte zadní aspekt na přítomnost zbytků cementu.

Poznámka

Zabraňte pohybu komponent při tvrdnutí cementu.



Obr. 94

Zarážeč femuru

- Zarážení femorální komponenty
- Zatlačení navíc pro usazení předního štítu
- Zavedení vložky



Obr. 95

Femur a vložka CR a UC

Zaveďte konečnou vložku CR nebo UC určené velikosti a tloušťky.

Vložka se nejprve zahákne pod zadní okraj a pak se připojí na zadní okraj.



Obr. 96

Namontujte femur na držák femuru. Otáčejte rukojetí proti směru hodinových ručiček, otevřete svorky a nasadte femur ve směru označeném na nástroji. Zajistěte femur otáčením rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude těsný.

Zavedte zvolenou femorální komponentu CR (cementovanou nebo necementovanou) s držákem femuru. Koleno musí být ve flexi 90°, aby nedošlo k impingementu s vložkou. Při použití cementovaného femuru aplikujte na implantát tenkou vrstvu cementu.

Poznámka

Tření na ventrální straně je větší než na dorzální, zejména při použití necementovaného implantátu. Zatláchte držák ventrálně, aby se komponenta femuru nedostala do polohy ve flexi. Volitelně lze femorální impaktor umístit do zářezu pro korekci femorální komponenty.



Obr. 97

Zavádějte femorální komponentu, dokud nebude vyčnívat maximálně 1–2 mm, pak odstraňte držák femuru. Použijte femorální impaktor a paličku k zaražení femorální komponenty tak, aby byla zcela usazená v kosti. Umístěte nástroj do polohy mírně vzadu, aby se komponenta femuru nedostala do polohy ve flexi.



Obr. 98

Veškerý extrudovaný kostní cement odstraňte kyretou. Pečlivě zkontrolujte zářez v zadním aspektu na přítomnost zbytků cementu.



K umístění femuru do konečné polohy použijte pouze femorální impaktor. Při aplikaci nadměrné síly na držák femuru může dojít k poškození nástroje.



Obr. 99

Volitelně

V případě potřeby lze zkušební vložky použít na konečném tibiálním plató k překontrolování fungování a stability kolena s plánovanou tloušťkou vložky.

Každá ze zkušebních vložek odpovídá dvěma velikostem tibie. Použijte adaptér zkušební vložky pro případně větší velikosti tibie pro dosažení stabilní situace.



Obr. 100

Během tvrdnutí kostního cementu by noha měla být v extenzi.



Zabraňte hyperextenzi v průběhu tuhnutí kostního cementu. Hyperextenze vede k příliš vysokému tlaku vpředu, což může mít za následek naklonění tibiálního implantátu.

6.6 Rotační platforma – femur a vložka



Obr. 101

Pro nasazení vložky rotační platformy (RP) zaveďte šroub balanSys pro tibiální plató do otvoru v tibiálním plató.

Poznámka

Zajistěte, aby v otvoru k nasazení tibiálního plató nebyla žádná cizí tělesa.

Poznámka

Šroub je v balení s tibiálním plató.



Obr. 102

Nasazení PE vložky RP balanSys nad šroub balanSys pro RP tibiálního plató.

Namontujte femur na držák femuru Otáčejte rukojetí proti směru hodinových ručiček, otevřete svorky a nasadte femur ve směru označeném na nástroji. Zajistěte femur otáčením rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude těsný.

Zaveďte zvolenou femorální komponentu CR (cementovanou nebo necementovanou) s držákem femuru. Koleno musí být ve flexi 90°, aby nedošlo k impingementu s vložkou. Při použití cementovaného femuru aplikujte na implantát tenkou vrstvu cementu.

Poznámka

Tření na ventrální straně je větší než na dorzální, zejména při použití necementovaného implantátu. Zatláchte držák ventrálně, aby se komponenta femuru nedostala do polohy ve flexi. Volitelně lze femorální impaktor umístit do zářezu pro korekci femorální komponenty.



Obr. 103



Obr. 104

Zavádějte femorální komponentu, dokud nebude vyčnívat maximálně 1–2 mm, pak odstraňte držák femuru. Použijte femorální impaktor a paličku k zaražení femorální komponenty tak, aby byla zcela usazená v kosti. Umístěte nástroj do polohy mírně vzadu, aby se komponenta femuru nedostala do polohy ve flexi.



Obr. 105

Veškerý extrudovaný kostní cement odstraňte kyretou. Pečlivě zkontrolujte zářez v zadním aspektu na přítomnost zbytků cementu.



K umístění femuru do konečné polohy použijte pouze femorální impaktor. Při aplikaci nadměrné síly na držák femuru může dojít k poškození nástroje.



Obr. 106

Noha má být v průběhu tuhnutí kostního cementu v extenzi.



Zabraňte hyperextenzi v průběhu tuhnutí kostního cementu. Hyperextenze vede k příliš vysokému tlaku vpředu, což může mít za následek naklonění tibiálního implantátu.

7. Příloha

7.1 PS – Příprava a implantace



Obr. 107



Obr. 108



Obr. 109

Příprava femuru

Řezací vodící přípravek schránky femuru patřičné velikosti se umístí na femur. Musí spočívat v rovině na resekovaných površích zadního a distálního femuru.

Řezací vodící přípravek musí být zajištěn k femuru čtyřmi čepy diagonálně. Zadní čepy musí být zavedeny jako první.

Vodící přípravky pro určení velikosti mediálně a laterálně ukazují nejširší M-L rozměr označené velikosti femuru.

Poznámka

Autoři doporučují umístit vodítko třezání schránky femuru mírně laterálně pro optimální sledování pately. Zabraňte přesahu konečné komponenty.

Je třeba použít pilu s vratným pohybem a vést ji podél stěn otevřené schránky k řezání mediální a laterální strany a základny interkondylárního vrubu.

Použijte čepy ve dvou předních otvorech pro čepy jako zářezky pro pilu.

S použitím pily je třeba také vyříznout základnu interkondylárního vrubu. Pak je blok mobilizován dlátem balanSys A–F, respektive XS–S.



Obr. 110

Po řezání se řezací vodící přípravek schránky femuru a čepy odstraní v následujícím pořadí:

1. Čepy
2. Řezací vodící přípravek
3. Resekovaný kostní blok



Obr. 111

Zkušební redukce

Zaved'te zkušební femur s držákem femuru.

Namontujte zkušební femur na držák femuru a otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček. Otevřete svorky a nasad'te zkušební femur ve směru znázorněném na nástroji. Zajistěte zkušební femur otáčením rukojeti ve směru hodinových ručiček do dotažení.




K umístění femuru do konečné polohy použijte femorální narážecí. Aplikace nadměrné síly na držák femuru může způsobit poškození nástroje.



Obr. 112

Zarazte zkušební femur femorálním impaktorem a paličkou tak, aby byl zcela usazený v kosti.

Zabraňte tomu, aby se komponenta femuru dostala do polohy ve flexi.



Obr. 113

K dispozici jsou 4 velikosti zkušebních vložek. Použijte zkušební vložku, která odpovídá příslušné tibiální šabloně.

Tibiální šablony a zkušební vložky jsou označeny následujícími symboly:



Kombinujte pouze tibiální šablony a zkušební vložky se stejnými symboly.



Obr. 114

Když je femur naražen, je nutno tibií anteriorně subluxovat reaktorem kosti pro umístění tibiální šablony a zkušební vložky PS.

Nasaďte zvolenou tibiální šablonu a zkušební vložku PS s držákem tibiální šablony na resekovanou tibií.

Je nutno zajistit, aby zvolená šablona poskytovala požadované krytí tibie a zohledňovala zvolenou velikost femuru.

Poznámka

Velikosti femuru, které jsou kompatibilní se zvolenou tibií, jsou vyznačeny na tibiálních šablonách.

Poznámka

V případě potřeby může být tibiální šablona zafixována dvěma krátkými čepý s hlavou před zavedením zkušební vložky.



Obr. 115



Obr. 116



Obr. 117

Přemístění extenzního přístroje.

Se všemi prozatímními komponentami na místě je koleno testováno pod úhly 0° - 30° - 60° - 90° nejméně:

- rozsah pohybu
- stabilita
- kinematika a mobilita
- mechanická osa
- přesah tibie
- rotace implantátu
- sledování pately

Pro zapamatování správné polohy tibiální komponenty, označte polohu tibiální komponenty vpředu elektrochirurgickým skalpelem na tibií. Tibiální šablonu lze zafixovat krátkými čepy s hlavami.

Poznámka

Pokud má být provedena náhrada pately, doporučuje se provést patelární osteotomii a umístit patelární zkušební komponentu před testováním funkce kolena!

Odstranění zkušební vložky a zkušebního femuru.

Zkušební vložku lze zdvihnout koncem rukojeti držáku tibiální šablony. Pro zkušební femur použijte extraktor femuru 71.34.0788.

Poznámka

Škrábance na zkušebním femuru mohou vést k poškození zkušebních vložek a je nutno jej vyměnit.



Obr. 118

Konečná příprava tibie

Tibiální šablona je fixována dvěma čepy s hlavou.

Zajistěte, aby se vaše značky na hlavici tibie shodovaly se značkami na tibiální šabloně.



Obr. 119

Poloha středícího vodícího přípravku dláta

Usad'te držáky do oválných otvorů v tibiální šabloně.



Obr. 120

K polohování středícího vodícího přípravku dláta musí být uzamykací mechanismus na přední straně ve vertikální otevřené poloze (↑).



Obr. 121

Pro upevnění středícího vodícího přípravku dláta na tibiální šablonu otočte knoflík do horizontální zavřené polohy (🔒).



Obr. 122

Zaveďte násadec vodícího přípravku frézování do vodícího přípravku centrování tibie.



Obr. 123

Připojte výstružník k elektrické vrtačce.

Zaveďte vrták výstružníku do násadce vodícího přípravku frézování před zahájením vrtání. Vyvrtejte medulární prostor tibie.

Hloubka musí odpovídat příslušné délce kotvícího dřívku předem určeného tibiálního plató balanSys PS. Značky velikosti na výstružníku musí být v rovině s horním okrajem násadce vodícího přípravku frézování.



Obr. 124

Odstraňte násadec vodicího přípravku frézování.



Obr. 125

Namontujte dláto na lamely na rukojeť pro tibiální dláto.

Dláto na lamely se dodává ve dvou velikostech. Menší lze použít pro velikosti tibie 59 a 70 a větší pro všechny velikosti tibie.

Nasaďte sestavu dláta na lamely do vodicího přípravku vycentrování dláta.

Dbejte na ochranu kolaterálních vazů a poplitea.

Narážejte dláto na lamely, dokud se hloubka nástroje nespočine na tibiální šabloně. Hloubky lamel jsou definovány velikostí tibiální šablony.



Obr. 126



Zatloukejte dláto na lamely opatrně, aby nedošlo k fraktuře tibie. Pokud je kost mediálně nebo laterálně sklerotická, může být prospěšné nejprve připravit štěrbinu pro lamelu oscilační pilou nebo vysokorychlostní vrtačkou.


Odstraňte všechny zbývající nástroje.



Obr. 127

Ve sklerotické kosti lze použít krátké vyvrtané otvory pro zlepšení interdigitace cementu.

Důkladně vyčistěte povrchy (např. pulzní laváží).



Obr. 128

Před rozbalením konečných implantátů a zahájením přípravy implantátů si vždy oblečte čisté rukavice. Pro cementování použijte čisté a suché rukavice.



Obr. 129

Tibie

Po volbě implantátů se doporučuje poslední kontrola, aby se zajistilo, že femorální a tibiální komponenty a komponenty PE vložky odpovídají.

Nasad'te polohovač tibiálního plató na zvolené tibiální plató.

Pro fixované tibiální plató zahákněte nástroj vzadu pod okrajem. Pak se zafixuje otočením předního knoflíku ve směru hodinových ručiček, zatímco je nástroj naplocho usazen na povrchu tibiálního plató.



Obr. 130

Namíchejte kostní cement. Aplikujte na implantát tlustou vrstvu cementu.

Cement by měl být při aplikaci v časně fázi po namíchání. Postupujte podle pokynů pro konkrétní kostní cement.

Pro bezpečnou fixaci tibiálního plató v kosti je nezbytné, aby byla zadní strana tibie plně cementována v těstovité fázi cementu. Dřík a lamely mohou a nemusí být cementovány.

Pokud není tibiální plató plně cementováno a tlakováno, může to vést k předčasnému uvolnění a ztrátě náhrady. Navíc může cementování v pokročilých stádiích polymerace vést k brzkému uvolnění náhrady.

Poznámka

Je třeba zamezit nadměrné extruzi cementu, zejména v zadní části tibie. Cement extrudovaný vzadu se obtížně odstraňuje.



Obr. 131

Narazte tibiální plató paličkou a tibiálním impaktorem tak, aby bylo tibiální plató plně usazené na resekované kosti. Pak natlačujte tibiální plató tibiálním impaktorem do vytvrzení cementu.

Veškerý extrudovaný kostní cement odstraňte kyretou. Pečlivě zkontrolujte zadní aspekt na přítomnost zbytků cementu.

Poznámka

Zabraňte pohybu komponent při tvrdnutí cementu.



Obr. 132

Zarážec femuru

- Zarážení femorální komponenty
- Zatlačení navíc pro usazení předního štítu
- Zavedení vložky



Obr. 133

Femorální implantát a vložka

Namontujte femur na držák femuru. Otáčejte rukojetí proti směru hodinových ručiček, otevřete svorky a nasadte femur ve směru označeném na nástroji. Zajistěte femur otáčením rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude těsný.

Zaveďte zvolenou femorální komponentu PS (cementovanou nebo necementovanou) s použitím držáku femuru. Kolen musí být ve flexi 90°, aby nedošlo k impingementu s tibií. Při použití cementovaného femuru aplikujte na implantát tenkou vrstvu cementu.

Poznámka

Tření na ventrální straně je větší než na dorzální. Zatlačte držák ventrálně, aby se komponenta femuru nedostala do polohy ve flexi. Volitelně lze femorální impaktor umístit do zářezu pro korekci femorální komponenty.



Obr. 134

Zavádějte femorální komponentu, dokud nebude vyčnívat maximálně 1–2 mm, pak odstraňte držák femuru. Použijte femorální impaktor a paličku k zaražení femorální komponenty tak, aby byla zcela usazená v kosti. Umístěte nástroj do polohy mírně vzadu, aby se komponenta femuru nedostala do polohy ve flexi.


Veškerý extrudovaný kostní cement odstraňte kyretou. Pečlivě zkontrolujte zářez v zadním aspektu na přítomnost zbytků cementu.



Obr. 135



K umístění femuru do konečné polohy použijte pouze femorální impaktor. Při aplikaci nadměrné síly na držák femuru může dojít k poškození nástroje



Obr. 136

Zaveďte konečnou vložku PS určené velikosti a tloušťky.

Vložka se nejprve zahákne pod zadní okraj a pak se připojí na zadní okraj.



Obr. 137

Volitelné

V případě potřeby lze zkušební vložky použít na konečném tibiálním plató k překontrolování fungování a stability kolena s plánovanou tloušťkou vložky.

Každá ze zkušebních vložek odpovídá dvěma velikostem tibie. Použijte adaptér zkušební vložky pro případně větší velikosti tibie pro dosažení stabilní situace.



Obr. 138


Noha má být v průběhu tuhnutí kostního cementu v extenzi.



Zabraňte hyperextenzi v průběhu tuhnutí kostního cementu. Hyperextenze vede k příliš vysokému tlaku vpředu, což může mít za následek naklonění tibiálního implantátu.

7. Příloha

7.2 Intramedulární nastavení tibie



Obr. 139



Obr. 140



Obr. 141

Spojte závěsné oko pro eminentia (volitelně rotační závěsné oko pro eminentia) s intramedulárním závěsným okem (71.02.3041/10) Poloha nástroje ve «výchozí poloze».

Přimontujte řezací vodící přípravek TRS na proximální TRS šroubovákem balanSys. Řezací vodící přípravek TRS lze posouvat doleva a doprava podle strany chirurgického zákroku a přístupu.

Umístěte intramedulární závěsné oko na TRS proximální. Zatlačte uzamykací mechanismus pro vzájemné spojení dvou částí.


Otevřete medulární kanál vrtákem balanSys 8,5/11 mm.

Vstupní bod je určován analyzováním dlouhého rentgenového snímku nohy. Obecně je mediálně k eminentia intercondylaris.

Zaved'te vrták zcela dolů ke konci závitů. Kroková funkce vrtáku zvyšuje průměr otvoru o 1,5 mm, aby bylo možné kanál odtlakovat, když je zavedena intramedulární tyč.

Poznámka

Pokud je vstupní otvor mimo anatomickou osu, intramedulární tyč bude nesprávně vedena. To může způsobit nesprávný úhel tibiální komponenty.



Obr. 142

Připojte rukojeť k intramedulární tyči.

Poznámka

Rukojeť se připojuje a odpojuje tahem blokovacího kroužku.



Obr. 143

Zaveďte intramedulární tyč pomalu a v plném rozsahu do tibie pro zajištění co nejpřesnější replikace anatomické osy.

Odstraňte rukojeť.

Intramedulární tyč nemá mít žádný kontakt s kortikální kostí ve vstupním bodu, aby nebyla nesprávně vedena. Pokud má, intramedulární tyč odstraňte a rozšiřte vstupní otvor vrtákem.



Obr. 144

Nasuňte předmontované zařízení na intramedulární tyč.

Distální vyrovnání TRS na druhou metatarsofalangeální kost, proximálně k přechodu z mediální ke středové třetině tibiálního hrbolu.

Naražení intramedulárního závěsného oka.

Poznámka

V nulové poloze svírá řezací vodící přípravek úhel 90° s intramedulární tyčí




Obr. 145a

Stupnice úrovně resekce musí ukazovat «0».

S použitím kluzného mechanismu (2) nastavte délky TRS tak, aby řezací štěrby byla přibližně v úrovni tibiálního plató.

Pro proximálně-distální nastavení stiskněte spodní páku a pro předozadní nastavení horní páku.

Volitelné



Obr. 145b

Závěsné oko pro TRS eminentia balanSys rotační

Závěsné oko pro TRS eminentia balanSys rotační lze použít k nastavení varus/valgus s intramedulárním vyrovnáním.

Úhel závěsného oka pro TRS eminentia balanSys rotačního lze nastavit podle anatomie a zafixovat šroubovákem balanSys.

Pokud nemá být nastaven žádný úhel (0°), závěsné oko pro TRS eminentia rotační musí být zablokováno a značky na horní straně musí být v přímce.



Obr. 146

Zadní sklon

Použijte volicí prvek k nastavení sklonu pro nastavení zadního sklonu podle anatomie (referenční deska k nejlépe zachovanému povrchu tibiálního kloubu).

Poznámka


Autoři doporučují zadní sklon 7° pro PCL při zachování implantátu a do 5° pro PLC při výměně implantátu.



Obr. 147

Určete původní linii kloubu na úrovni nejlépe zachovaného povrchu tibiálního kloubu. K tomuto účelu nasadte tibiální stylus skrz řezací štěrbinu řezacího vodičího přípravku TRS a použijte kluzný mechanismus k přemístění řezacího vodičího přípravku distálně nebo proximálně. Tibiální stylus se musí dotýkat povrchu nejlépe zachovaného tibiálního kloubu.

Zafixujte TRS proximálně nejméně dvěma rovnými čepy a jedním šikmým čepem. Předvrtejte otvory vrtákem 3,2 mm.



Obr. 148

Existují dvě možnosti fixace TRS.

1. Proximální otvory (šikmé)
2. Distální otvory

Obecně je třeba k fixaci použít proximální otvory, protože se tibiální kost rozšiřuje proximálně. Řezací vodicí přípravek pak lze oddálit až o 10 mm.

Pro plánovanou resekci více než 10 mm je třeba použít distální otvory. Po umístění čepů lze TRS s řezacím vodicím přípravkem přemístit do proximálních otvorů. Tento postup umožní resekci 10–15 mm. Mějte na paměti, že k odečtu stupnice je nutno přidat 5 mm.



Obr. 149



Vrták a čepy mohou procházet pouze přední kortikální kostí a nesmí perforovat zadní kortikální kost, aby nedošlo k poranění dorzálních cév a nervů. Doporučuje se vrtat bezprostředně za přední hustou kostí a zarazit čep paličkou tak, aby se dotýkal zadního kortexu.



Je nutno zohlednit stabilitu PCL, zejména v případě velkých resekcí.



Obr. 150

Po fixaci TRS distálního odpojte intramedulární závěsné oko od TRS a odstraňte intramedulární tyč a intramedulární závěsné oko.

Dávejte pozor, aby nedocházelo ke konfliktu s fixačními čepy.

Nastavte výšku resekce pohybováním řezacího vodicího přípravku TRS na vzdálenost 6–8 mm otáčením axiálního kolečka. Minimální výška resekce závisí na kvalitě chrupavky v oblasti, kde byla určena linie kloubu.

Před resekci zkontrolujte nastavenou úroveň osteotomie s použitím referenční desky.



Obr. 151

Proved'te resekci tibie přes řezací štěrbinu s použitím pilového listu 1,27 mm.

Odstraňte nástroje. Je třeba na místě ponechat alespoň jeden čep pro případ další resekce později.

Poznámka

Na ochranu vazů během tibiální resekce nasad'te re-traktory kostí.

Poznámka

Doporučuje se ochlazovat pilové listy během řezání, aby se snížilo teplo a riziko osteonekrózy.



Obr. 152



Obr. 153

Pomocí tibiální šablony stanovte velikost tibiální náhrady. Zohledňujte rotační vyrovnání pro obnovu roviny flexe kolena.

Rotace tibiální šablony je obvykle vycentrována na spoj mezi mediální a středovou třetinou hrbolu tibie.

Zajistěte maximální krytí povrchu osteotomie bez přesahu tibiální šablony.



Obr. 154

Poznámka

Navíc, pokud je plánován implantát rotační platformy (RP), je nutno zohlednit rotační vyrovnaní tibiálního implantátu. Rotační platforma umožňuje variabilitu rotace s odchylkou nejvýše přibližně 5°.



Obr. 155

Použijte tyč polohovače ke kontrole osy a roviny řezu.

7. Příloha

7.3 Volitelný opětovný řez 2°



Obr. 156

Pokud má být provedená resekce femuru korigována, lze volitelně provést 2° opětovný řez.



Obr. 157 Tibie



Obr. 158 Femur

Vložte lopatku do korekčního řezacího vodícího přípravku. Pak nasadte držák tibiální šablony do korekčního řezacího vodícího přípravku a lopatku na resekovanou tibií nebo resekovaný femur.

Pro korekci ze situace valgus musí být štěrbinu lopatky (vyznačená na obrázku) musí být na laterální straně (straně s větší resekci kosti).

Pro korekci ze situace varus musí být štěrbinu lopatky (vyznačená na obrázku) musí být na mediální straně (straně s větší resekci kosti).



Obr. 159 Tibie



Obr. 160 Femur

Použijte vyrovnávací tyč ke kontrole osy plánované korekční roviny řezu.



Obr. 161 Tibie



Obr. 162 Femur

Odstraňte držák tibiální šablony a zafixujte korekční řezací vodící přípravek v určené poloze nejméně dvěma rovnými a jedním šikmým čepem. Předvrtejte otvory vrtákem 3,2 mm.



Obr. 163 Tibie



Obr. 164 Femur


Před provedením resekce skrz řezací štěrbinu posuňte lopatku co nejdále na stranu větší resekce kosti, aby nedošlo k impingementu s pilovým listem.

Pilovým listem 1,27 mm resekujte tibii nebo femur skrz řezací štěrbinu.

Odstraňte nástroje a všechny čepy.

7. Příloha

7.4 Příprava pately se 3 čepy



Obr. 165

Převraťte patelu.

Proveďte obvodovou denervaci synoviální hrany pately s použitím elektrokauteru.

Odstraňte periferní osteofyty pro obnovu pately na normální tvar a velikost.

Dávejte pozor, abyste nepoškodili úpony šlach.



Obr. 166

Určete velikost pately s použitím posuvného měřítka nebo vodítka k určení velikosti pately.



Obr. 167

Změřte tloušťku pately posuvným měřítkem.

Po resekci musí zůstat minimálně 12 mm kosti pro umožnění dostatečné kostní hmoty. V tabulce níže je uvedena tloušťka = výška resekce pro patelu FLAT se 3 čepy.

Dia	FLAT se 3 čepy	3 čepy
26	8 mm	–
28	8 mm	10,2 mm
31	8 mm	11,4 mm
34	9 mm	12,3 mm
37	9 mm	13,0 mm



Obr. 168

Uchopte patelu uprostřed do kleští na patelu. Nastavte výšku resekce výškovým horním měřidlem na zvolené nastavení velikosti pately.

Je důležité zabránit naklonění implantátu pately. Předkontrolujte plánovanou resekci pomocí referenční desky.

Poznámka

Rozhodně používejte ploché kleště k resekci pately pro PLOCHOU patelu se 3 čepy (s označením velikostí **26–37**) a standardní kleště k resekci pately pro patelu se 3 čepy (s označením velikostí **28–37**).



Obr. 169

Proved'te patelární osteotomii skrz vodítko pily na laterální straně patelárních kleští.



Obr. 170

Nasad'te vodící přípravek vrtání pately balanSys do univerzálních patelárních kleští.



Obr. 171


Nasaďte vodítko vrtání pro určení konečné polohy patelárního implantátu s ohledem na předem určenou kluznou dráhu femorálního štítu.

Důkladně zafixujte vodítko vrtání k patele otáčením vroubkované matice ve směru hodinových ručiček. Vyvrtejte tři otvory pro čepy pately vrtákem 5,5 mm.

Odstraňte vodítko vrtáku.


Poznámka

Mírná medializace implantátu pately může podpořit sledování pately.



Obr. 172

Retropatelární povrch připravený k implantaci.




Obr. 173

Zaveďte zkušební patelu předem určené velikosti (PLOCHOU nebo standardní).


Zešikměte mediální a laterální hranu zadního povrchu pately.

Zkontrolujte výslednou tloušťku pately posuvným měřítkem a kluzný pohyb ve femoro-patelárním kloubu s ohledem na vycentrování a impingement.



Obr. 174

Nasad'te pomůcku k cementování pately balanSys na univerzální patelární kleště.




Obr. 175

Důkladně vyčistěte povrch osteotomie.

Aplikujte na implantát tlustou vrstvu cementu nebo na patelární komponentu.

Zaveďte cementovanou 3čepovou patelu.



Obr. 176

Umístěte pomůcku k cementování pately a pomůcku k cementování pevně zafixujte otáčením vroubkované matice ve směru hodinových ručiček.

Veškerý extrudovaný kostní cement odstraňte kyretou.

Po vytvrzení cementu odstraňte pomůcku k cementování pately.

Po repozici kloubního pouzdra proveďte konečnou funkční zkoušku a zkontrolujte vycentrování chodu pately.

7. Příloha

7.5 Čepy a šrouby



Kat. č.	Popis
71.02.3054	Čep balanSys 3,2/80



Kat. č.	Popis
71.34.1047	Kolík s hlavou balanSys 3,2/30



Kat. č.	Popis
315.310	AO vrták 3.2



Kat. č.	Popis
71.34.0647	Vrtací kolík 3.2/89/2.25



Kat. č.	Popis
71.34.0787	Rychlospojka čtvercová 2.25 (Adaptér pro vrtací čep)



Kat. č.	Popis
71.34.0798	Kleště na kolíky balanSys

8. Implantáty

8.2 Katalogová čísla implantátů balanSys

Komponenty femuru balanSys pro CR/UC/RP

Femur balanSys, cementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.15.3401	56 mm	XS levý
72.15.3701	58 mm	S levý
72.15.4001	60 mm	A levý
72.15.4301	64 mm	B levý
72.15.4601	68 mm	C levý
72.15.4901	72 mm	D levý
72.15.5201	76 mm	E levý
72.15.5501	80 mm	F levý
72.15.3402	56 mm	XS pravý
72.15.3702	58 mm	S pravý
72.15.4002	60 mm	A pravý
72.15.4302	64 mm	B pravý
72.15.4602	68 mm	C pravý
72.15.4902	72 mm	D pravý
72.15.5202	76 mm	E pravý
72.15.5502	80 mm	F pravý

Materiál: CoCrMo

Femur balanSys, necementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Velikost
73.15.3401TPS	56 mm	XS levý
73.15.3701TPS	58 mm	S levý
73.15.4001TPS	60 mm	A levý
73.15.4301TPS	64 mm	B levý
73.15.4601TPS	68 mm	C levý
73.15.4901TPS	72 mm	D levý
73.15.5201TPS	76 mm	E levý
73.15.5501TPS	80 mm	F levý
73.15.3402TPS	56 mm	XS pravý
73.15.3702TPS	58 mm	S pravý
73.15.4002TPS	60 mm	A pravý
73.15.4302TPS	64 mm	B pravý
73.15.4602TPS	68 mm	C pravý
73.15.4902TPS	72 mm	D pravý
73.15.5202TPS	76 mm	E pravý
73.15.5502TPS	80 mm	F pravý

Materiál: CoCrMo, Pokrytý TiCP

Komponenty balanSys Fixed Bearing

CR PE vložka balanSys



Kat. č.	Mediolat.	Velikost
74.30.5908	59mm	8,0mm
74.30.5910	59mm	10,5mm
74.30.5913	59mm	13,0mm
74.30.5915	59mm	15,5mm
74.30.6208	62mm	8,0mm
74.30.6210	62mm	10,5mm
74.30.6213	62mm	13,0mm
74.30.6215	62mm	15,5mm
74.30.6408	64mm	8,0mm
74.30.6410	64mm	10,5mm
74.30.6413	64mm	13,0mm
74.30.6415	64mm	15,5mm
74.30.6708	67mm	8,0mm
74.30.6710	67mm	10,5mm
74.30.6713	67mm	13,0mm
74.30.6715	67mm	15,5mm

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
74.30.7008	70mm	8,0mm
74.30.7010	70mm	10,5mm
74.30.7013	70mm	13,0mm
74.30.7015	70mm	15,5mm
74.30.7508	75mm	8,0mm
74.30.7510	75mm	10,5mm
74.30.7513	75mm	13,0mm
74.30.7515	75mm	15,5mm
72.34.0170	80mm	8,0mm
72.34.0171	80mm	10,5mm
72.34.0172	80mm	13,0mm
72.34.0173	80mm	15,5mm
72.34.0174	85mm	8,0mm
72.34.0175	85mm	10,5mm
72.34.0176	85mm	13,0mm
72.34.0177	85mm	15,5mm

Material: UHMWPE



vitamys®

Vložka CR vitamys balanSys

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.34.1000	59mm	8,0mm
72.34.1001	59mm	9,0mm
72.34.1002	59mm	10,5mm
72.34.1003	59mm	11,5mm
72.34.1004	59mm	13,0mm
72.34.1005	59mm	15,5mm
72.34.1010	62mm	8,0mm
72.34.1011	62mm	9,0mm
72.34.1012	62mm	10,5mm
72.34.1013	62mm	11,5mm
72.34.1014	62mm	13,0mm
72.34.1015	62mm	15,5mm
72.34.1020	64mm	8,0mm
72.34.1021	64mm	9,0mm
72.34.1022	64mm	10,5mm
72.34.1023	64mm	11,5mm
72.34.1024	64mm	13,0mm
72.34.1025	64mm	15,5mm
72.34.1030	67mm	8,0mm
72.34.1031	67mm	9,0mm
72.34.1032	67mm	10,5mm
72.34.1033	67mm	11,5mm
72.34.1034	67mm	13,0mm
72.34.1035	67mm	15,5mm

Material: VEPE

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.34.1040	70mm	8,0mm
72.34.1041	70mm	9,0mm
72.34.1042	70mm	10,5mm
72.34.1043	70mm	11,5mm
72.34.1044	70mm	13,0mm
72.34.1045	70mm	15,5mm
72.34.1050	75mm	8,0mm
72.34.1051	75mm	9,0mm
72.34.1052	75mm	10,5mm
72.34.1053	75mm	11,5mm
72.34.1054	75mm	13,0mm
72.34.1055	75mm	15,5mm
72.34.1060	80mm	8,0mm
72.34.1061	80mm	9,0mm
72.34.1062	80mm	10,5mm
72.34.1063	80mm	11,5mm
72.34.1064	80mm	13,0mm
72.34.1065	80mm	15,5mm
72.34.1070	85mm	8,0mm
72.34.1071	85mm	9,0mm
72.34.1072	85mm	10,5mm
72.34.1073	85mm	11,5mm
72.34.1074	85mm	13,0mm
72.34.1075	85mm	15,5mm



Vložka UC PE balanSys

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
77.30.5908	59mm	8,0mm
77.30.5910	59mm	10,5mm
77.30.5913	59mm	13,0mm
77.30.5915	59mm	15,5mm
77.30.5918	59mm	18,0mm
77.30.6208	62mm	8,0mm
77.30.6210	62mm	10,5mm
77.30.6213	62mm	13,0mm
77.30.6215	62mm	15,5mm
77.30.6218	62mm	18,0mm
77.30.6408	64mm	8,0mm
77.30.6410	64mm	10,5mm
77.30.6413	64mm	13,0mm
77.30.6415	64mm	15,5mm
77.30.6418	64mm	18,0mm
77.30.6708	67mm	8,0mm
77.30.6710	67mm	10,5mm
77.30.6713	67mm	13,0mm
77.30.6715	67mm	15,5mm
77.30.6718	67mm	18,0mm

Materiál: UHMWPE

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
77.30.7008	70mm	8,0mm
77.30.7010	70mm	10,5mm
77.30.7013	70mm	13,0mm
77.30.7015	70mm	15,5mm
77.30.7018	70mm	18,0mm
77.30.7508	75mm	8,0mm
77.30.7510	75mm	10,5mm
77.30.7513	75mm	13,0mm
77.30.7515	75mm	15,5mm
77.30.7518	75mm	18,0mm
72.34.0182	80mm	8,0mm
72.34.0183	80mm	10,5mm
72.34.0184	80mm	13,0mm
72.34.0185	80mm	15,5mm
72.34.0186	80mm	18,0mm
72.34.0188	85mm	8,0mm
72.34.0189	85mm	10,5mm
72.34.0190	85mm	13,0mm
72.34.0191	85mm	15,5mm
72.34.0192	85mm	18,0mm



vitamys®

Vložka UC vitamys balanSys

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.34.1100	59mm	8,0mm
72.34.1101	59mm	9,0mm
72.34.1102	59mm	10,5mm
72.34.1103	59mm	11,5mm
72.34.1104	59mm	13,0mm
72.34.1105	59mm	15,5mm
72.34.1106	59mm	18,0mm
72.34.1110	62mm	8,0mm
72.34.1111	62mm	9,0mm
72.34.1112	62mm	10,5mm
72.34.1113	62mm	11,5mm
72.34.1114	62mm	13,0mm
72.34.1115	62mm	15,5mm
72.34.1116	62mm	18,0mm
72.34.1120	64mm	8,0mm
72.34.1121	64mm	9,0mm
72.34.1122	64mm	10,5mm
72.34.1123	64mm	11,5mm
72.34.1124	64mm	13,0mm
72.34.1125	64mm	15,5mm
72.34.1126	64mm	18,0mm
72.34.1130	67mm	8,0mm
72.34.1131	67mm	9,0mm
72.34.1132	67mm	10,5mm
72.34.1133	67mm	11,5mm
72.34.1134	67mm	13,0mm
72.34.1135	67mm	15,5mm
72.34.1136	67mm	18,0mm

Materiál: VEPE

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.34.1140	70mm	8,0mm
72.34.1141	70mm	9,0mm
72.34.1142	70mm	10,5mm
72.34.1143	70mm	11,5mm
72.34.1144	70mm	13,0mm
72.34.1145	70mm	15,5mm
72.34.1146	70mm	18,0mm
72.34.1150	75mm	8,0mm
72.34.1151	75mm	9,0mm
72.34.1152	75mm	10,5mm
72.34.1153	75mm	11,5mm
72.34.1154	75mm	13,0mm
72.34.1155	75mm	15,5mm
72.34.1156	75mm	18,0mm
72.34.1160	80mm	8,0mm
72.34.1161	80mm	9,0mm
72.34.1162	80mm	10,5mm
72.34.1163	80mm	11,5mm
72.34.1164	80mm	13,0mm
72.34.1165	80mm	15,5mm
72.34.1166	80mm	18,0mm
72.34.1170	85mm	8,0mm
72.34.1171	85mm	9,0mm
72.34.1172	85mm	10,5mm
72.34.1173	85mm	11,5mm
72.34.1174	85mm	13,0mm
72.34.1175	85mm	15,5mm
72.34.1176	85mm	18,0mm

Tibiální plató PS balanSys, cementované



Kat. č.	Mediolaterální
79.15.0400	59mm
79.15.0401	62mm
79.15.0056	64mm
79.15.0402	67mm
79.15.0057	70mm
79.15.0058	75mm
79.15.0059	80mm
79.15.0060	85mm

Materiál: CoCrMo

Komponenty balanSys Mobile Bearing RP

RP PE vložka balanSys



Kat. č.	Femur	Velikost	Kat. č.	Femur	Velikost
72.34.0200	XS	8,0 mm	78.30.7008	C	8,0 mm
72.34.0201	XS	10,5 mm	78.30.7010	C	10,5 mm
72.34.0202	XS	13,0 mm	78.30.7013	C	13,0 mm
72.34.0203	XS	15,5 mm	78.30.7015	C	15,5 mm
72.34.0206	S	8,0 mm	78.30.7408	D	8,0 mm
72.34.0207	S	10,5 mm	78.30.7410	D	10,5 mm
72.34.0208	S	13,0 mm	78.30.7413	D	13,0 mm
72.34.0209	S	15,5 mm	78.30.7415	D	15,5 mm
78.30.6208	A	8,0 mm	78.30.7808	E	8,0 mm
78.30.6210	A	10,5 mm	78.30.7810	E	10,5 mm
78.30.6213	A	13,0 mm	78.30.7813	E	13,0 mm
78.30.6215	A	15,5 mm	78.30.7815	E	15,5 mm
78.30.6608	B	8,0 mm	72.34.0242	F	8,0 mm
78.30.6610	B	10,5 mm	72.34.0243	F	10,5 mm
78.30.6613	B	13,0 mm	72.34.0244	F	13,0 mm
78.30.6615	B	15,5 mm	72.34.0245	F	15,5 mm

Material: UHMWPE, FeCrNiMoMn (Kontrastní koule, volitelně)



RP vložka balanSys vitamys

Kat. č.	Femur	Velikost
72.34.1200	XS	8,0 mm
72.34.1201	XS	9,0 mm
72.34.1202	XS	10,5 mm
72.34.1203	XS	11,5 mm
72.34.1204	XS	13,0 mm
72.34.1205	XS	15,5 mm
72.34.1210	S	8,0 mm
72.34.1211	S	9,0 mm
72.34.1212	S	10,5 mm
72.34.1213	S	11,5 mm
72.34.1214	S	13,0 mm
72.34.1215	S	15,5 mm
72.34.1220	A	8,0 mm
72.34.1221	A	9,0 mm
72.34.1222	A	10,5 mm
72.34.1223	A	11,5 mm
72.34.1224	A	13,0 mm
72.34.1225	A	15,5 mm
72.34.1230	B	8,0 mm
72.34.1231	B	9,0 mm
72.34.1232	B	10,5 mm
72.34.1233	B	11,5 mm
72.34.1234	B	13,0 mm
72.34.1235	B	15,5 mm

Kat. č.	Femur	Velikost
72.34.1240	C	8,0 mm
72.34.1241	C	9,0 mm
72.34.1242	C	10,5 mm
72.34.1243	C	11,5 mm
72.34.1244	C	13,0 mm
72.34.1245	C	15,5 mm
72.34.1250	D	8,0 mm
72.34.1251	D	9,0 mm
72.34.1252	D	10,5 mm
72.34.1253	D	11,5 mm
72.34.1254	D	13,0 mm
72.34.1255	D	15,5 mm
72.34.1260	E	8,0 mm
72.34.1261	E	9,0 mm
72.34.1262	E	10,5 mm
72.34.1263	E	11,5 mm
72.34.1264	E	13,0 mm
72.34.1265	E	15,5 mm
72.34.1270	F	8,0 mm
72.34.1271	F	9,0 mm
72.34.1272	F	10,5 mm
72.34.1273	F	11,5 mm
72.34.1274	F	13,0 mm
72.34.1275	F	15,5 mm

Materiál: VEPE



Tibiální plató RP balanSys, cementované

Kat. č.	Mediolaterální
72.34.0059	59 mm
72.34.0060	62 mm
72.34.0061	64 mm
72.34.0062	67 mm
72.34.0063	70 mm
72.34.0064	75 mm
72.34.0065	80 mm
72.34.0066	85 mm

Materiál: CoCrMo

Komponenty PS balanSys

Femur PS balansys, cementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Velikost
79.15.0999	56 mm	XS pravý
79.15.1000	58 mm	S pravý
79.15.0001	60 mm	A pravý
79.15.0002	64 mm	B pravý
79.15.0003	68 mm	C pravý
79.15.0004	72 mm	D pravý
79.15.0005	76 mm	E pravý
79.15.1006	80 mm	F pravý
79.15.1009	56 mm	XS levý
79.15.1010	58 mm	S levý
79.15.0011	60 mm	A levý
79.15.0012	64 mm	B levý
79.15.0013	68 mm	C levý
79.15.0014	72 mm	D levý
79.15.0015	76 mm	E levý
79.15.1016	80 mm	F levý

Materiál: CoCrMo



PE vložka PS balanSys

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
79.30.9986	59mm	8,0mm
79.30.9987	59mm	10,5mm
79.30.9988	59mm	13,0mm
79.30.9989	59mm	15,5mm
79.30.9990	59mm	18,0mm
79.30.9991	59mm	20,5mm
79.30.9993	62mm	8,0mm
79.30.9994	62mm	10,5mm
79.30.9995	62mm	13,0mm
79.30.9996	62mm	15,5mm
79.30.9997	62mm	18,0mm
79.30.9998	62mm	20,5mm
79.30.0200	64mm	8,0mm
79.30.0201	64mm	10,5mm
79.30.0202	64mm	13,0mm
79.30.0203	64mm	15,5mm
79.30.0204	64mm	18,0mm
79.30.0205	64mm	20,5mm
79.30.0210	67mm	8,0mm
79.30.0211	67mm	10,5mm
79.30.0212	67mm	13,0mm
79.30.0213	67mm	15,5mm
79.30.0214	67mm	18,0mm
79.30.0215	67mm	20,5mm

Materiál: UHMWPE

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
79.30.0010	70mm	8,0mm
79.30.0011	70mm	10,5mm
79.30.0012	70mm	13,0mm
79.30.0013	70mm	15,5mm
79.30.0014	70mm	18,0mm
79.30.0015	70mm	20,5mm
79.30.0020	75mm	8,0mm
79.30.0021	75mm	10,5mm
79.30.0022	75mm	13,0mm
79.30.0023	75mm	15,5mm
79.30.0024	75mm	18,0mm
79.30.0025	75mm	20,5mm
72.34.0255	80mm	8,0mm
72.34.0256	80mm	10,5mm
72.34.0257	80mm	13,0mm
72.34.0258	80mm	15,5mm
72.34.0259	80mm	18,0mm
72.34.0260	80mm	20,5mm
72.34.0262	85mm	8,0mm
72.34.0263	85mm	10,5mm
72.34.0264	85mm	13,0mm
72.34.0265	85mm	15,5mm
72.34.0266	85mm	18,0mm
72.34.0267	85mm	20,5mm



Vložka PS balanSys vitamys

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.34.1300	59mm	8,0mm
72.34.1301	59mm	9,0mm
72.34.1302	59mm	10,5mm
72.34.1303	59mm	11,5mm
72.34.1304	59mm	13,0mm
72.34.1305	59mm	15,5mm
72.34.1306	59mm	18,0mm
72.34.1307*	59mm	20,5mm
72.34.1310	62mm	8,0mm
72.34.1311	62mm	9,0mm
72.34.1312	62mm	10,5mm
72.34.1313	62mm	11,5mm
72.34.1314	62mm	13,0mm
72.34.1315	62mm	15,5mm
72.34.1316	62mm	18,0mm
72.34.1317*	62mm	20,5mm
72.34.1320	64mm	8,0mm
72.34.1321	64mm	9,0mm
72.34.1322	64mm	10,5mm
72.34.1323	64mm	11,5mm
72.34.1324	64mm	13,0mm
72.34.1325	64mm	15,5mm
72.34.1326	64mm	18,0mm
72.34.1327*	64mm	20,5mm
72.34.1330	67mm	8,0mm
72.34.1331	67mm	9,0mm
72.34.1332	67mm	10,5mm
72.34.1333	67mm	11,5mm
72.34.1334	67mm	13,0mm
72.34.1335	67mm	15,5mm
72.34.1336	67mm	18,0mm
72.34.1337*	67mm	20,5mm

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.34.1340	70mm	8,0mm
72.34.1341	70mm	9,0mm
72.34.1342	70mm	10,5mm
72.34.1343	70mm	11,5mm
72.34.1344	70mm	13,0mm
72.34.1345	70mm	15,5mm
72.34.1346	70mm	18,0mm
72.34.1347*	70mm	20,5mm
72.34.1350	75mm	8,0mm
72.34.1351	75mm	9,0mm
72.34.1352	75mm	10,5mm
72.34.1353	75mm	11,5mm
72.34.1354	75mm	13,0mm
72.34.1355	75mm	15,5mm
72.34.1356	75mm	18,0mm
72.34.1357*	75mm	20,5mm
72.34.1360	80mm	8,0mm
72.34.1361	80mm	9,0mm
72.34.1362	80mm	10,5mm
72.34.1363	80mm	11,5mm
72.34.1364	80mm	13,0mm
72.34.1365	80mm	15,5mm
72.34.1366	80mm	18,0mm
72.34.1367*	80mm	20,5mm
72.34.1370	85mm	8,0mm
72.34.1371	85mm	9,0mm
72.34.1372	85mm	10,5mm
72.34.1373	85mm	11,5mm
72.34.1374	85mm	13,0mm
72.34.1375	85mm	15,5mm
72.34.1376	85mm	18,0mm
72.34.1377*	85mm	20,5mm

Materiál: VEPE

*na vyžádání

Komponenty TiNbN balanSys

Femur TiNbN balansys, cementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.23.3401	56 mm	XS levý
72.23.3701	58 mm	S levý
72.23.4001	60 mm	A levý
72.23.4301	64 mm	B levý
72.23.4601	68 mm	C levý
72.23.4901	72 mm	D levý
72.23.5201	76 mm	E levý
72.23.5501	80 mm	F levý

Materiál: CoCrMo, s povlakem TiNbN

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
72.23.3402	56 mm	XS pravý
72.23.3702	58 mm	S pravý
72.23.4002	60 mm	A pravý
72.23.4302	64 mm	B pravý
72.23.4602	68 mm	C pravý
72.23.4902	72 mm	D pravý
72.23.5202	76 mm	E pravý
72.23.5502	80 mm	F pravý

Tibiální plató PS TiNbN Fix balanSys, cementované



Kat. č.	Mediolaterální
79.23.0400	59 mm
79.23.0401	62 mm
79.23.0056	64 mm
79.23.0402	67 mm

Materiál: CoCrMo, s povlakem TiNbN

Kat. č.	Mediolaterální
79.23.0057	70 mm
79.23.0058	75 mm
79.23.0059	80 mm
79.23.0060	85 mm

Femur PS balansys TiNbN, cementovaný



Kat. č.	Mediolat.	Velikost
79.23.1009	56 mm	XS levý
79.23.1010	58 mm	S levý
79.23.0011	60 mm	A levý
79.23.0012	64 mm	B levý
79.23.0013	68 mm	C levý
79.23.0014	72 mm	D levý
79.23.0015	76 mm	E levý
79.23.1016	80 mm	F levý

Materiál: CoCrMo, s povlakem TiNbN

Kat. č.	Mediolat.	Velikost
79.23.0999	56 mm	XS pravý
79.23.1000	58 mm	S pravý
79.23.0001	60 mm	A pravý
79.23.0002	64 mm	B pravý
79.23.0003	68 mm	C pravý
79.23.0004	72 mm	D pravý
79.23.0005	76 mm	E pravý
79.23.1006	80 mm	F pravý

Komponenty 3čepové pately PLOCHÉ balanSys



Kat. č.	Průměr Ø
72.34.0049	26 mm
72.34.0050	28 mm
72.34.0051	31 mm
72.34.0052	34 mm
72.34.0053	37 mm

Materiál: UHMWPE, FeCrNiMoMn (kontrastní koule)

Komponenty pately se 3 čepy balanSys




Kat. č.	Průměr Ø
72.30.0128	28 mm
72.30.0131	31 mm
72.30.0134	34 mm
72.30.0137	37 mm

Materiál: UHMWPE, FeCrNiMoMn (kontrastní koule)

Ve všech zemích nemusí být k dispozici všechny produkty.

8. Implantáty


8.3 Sterilní balení v dvojitém a trojitém sáčku



Pokyny pro dvojitý sáček / dvojitý blistrový obal:

Tento obal sestává z dvojitého sterilního bariérového systému.

- 1) Vnější sterilní bariéru (1. vrstvu) musí otevřít nesterilní personál operačního sálu.
- 2) Vnitřní sterilní bariéru je nutno předat sterilnímu personálu operačního sálu s použitím aseptické techniky.
- 3) Vnitřní sterilní bariéru (2. vrstvu) musí vyjmout sterilní personál operačního sálu.
- 4) Vnitřní sterilní bariéru (2. vrstvu) musí otevřít sterilní personál operačního sálu a implantát lze vyjmout.



Pokyny pro balení v trojitém sáčku:

Toto balení se skládá ze systému dvojité sterilní bariéry zabaleného do nesterilního ochranného sáčku.

- 1) Nesterilní ochranný sáček (1. vrstvu) musí otevřít nesterilní personál operačního sálu.
- 2) Vnější sterilní bariéru (2. vrstvu) musí z ochranného sáčku vyjmout nesterilní personál operačního sálu.
- 3) Vnější sterilní bariéru (2. vrstvu) musí otevřít nesterilní personál operačního sálu a vnitřní sterilní bariéru předat sterilnímu personálu operačního sálu s použitím aseptické techniky.
- 4) Vnitřní sterilní bariéru (3. vrstvu) musí vyjmout sterilní personál operačního sálu.
- 5) Vnitřní sterilní bariéru (3. vrstvu) musí otevřít sterilní personál operačního sálu a implantát může být vyjmut.

9. Nástroje

Základní nástroje

Základní sada leggera 71.34.9193A	92
Tibiální sada leggera 71.34.9194A	96

Operační technika

Femorální sada leggera orientovaná na kost 71.34.9195A	99
--	----

Zkušební nástroje

Zkušební sada leggera CR/UC 71.34.9196A	101
Zkušební sada leggera PS 71.34.9197A	103
Doplňěk zkušební sady leggera CR/UC Velikosti 71.34.9198A	106
Doplňěk zkušební sady leggera PS Velikosti 71.34.9199A	107
Zkušební sada RP balanSys 71.34.9060A	108

Nástroje pro patelu

3 ploché patelární čepy balanSys 71.34.0080A	112
3 standardní patelární čepy balanSys 71.34.0081A	112


Měřicí šablony

114


Ve všech zemích nemusí být k dispozici všechny produkty.

Základní sada leggera 71.34.9193A

Bez obrázku / 71.34.1056 **Víko sady leggera**



71.34.1057 **Podnos základní sady leggera**



Kat. č.	Popis	Množ.
10.935-RAL5010	Silikonová rukojeť	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3054	Čep balanSys 3,2/80	6

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1047	Kolík s hlavou balanSys 3,2/30	4

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0798	Kleště na kolíky balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
315.310	AO vrták 3.2	2

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0100	Vrták balanSys 8,5/11 mm	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1048	Zak. dláto na kost. výrůstky balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1049	Šroubovák balanSys	1


Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0793	Intramedulární tyč balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1008	Krátká vyrovnávací tyč balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1009	Dlouhá vyrovnávací tyč balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1055	Zkuš. vložka adaptéru balanSys	1

Základní sada leggera 71.34.9193A



71.34.1058 Vložka základní sady leggera



Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.1005	Gumový pásek balanSys Trs. 3x25x300	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1050	Referenční deska balanSys	2

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0792	Tibiální jehla balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3005	Retraktor kostí balanSys	2

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0833	Proximální balanSys TRS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1001	Distální balanSys TRS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0835	Držák kotníku balanSys TRS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0834	Řezací vodící hrot balanSys TRS	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0999	Závěsné oko balanSys TRS Eminentia	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1000	Intramedulární závěsné oko balanSys TRS	1

Volitelné nástroje


Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1054	Lopat. korek. řezací vodící hrot balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0836	Korekční řezací vodící hrot balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1077	Otoč. závěsné oko balanSys TRS Eminentia	1

Tibiální sada leggera 71.34.9194A

Bez obrázku / 71.34.1056 **Víko sady leggera**



71.34.1059 **Podnos tibiální sady leggera**



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0800	Tibiální zarážecí balanSys	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0802	Tibiální šablona držáku balanSys	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0200	Výstružník balanSys	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0819	Tibiální šablona balanSys 64	1
71.34.0820	Tibiální šablona balanSys 67	1
71.34.0821	Tibiální šablona balanSys 70	1
71.34.0822	Tibiální šablona balanSys 75	1
71.34.0823	Tibiální šablona balanSys 80	1
71.34.0824	Tibiální šablona balanSys 85	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0825	Středící vodící hrot dláta balanSys	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0826	Fréz. vod. hrot připevnění balanSys	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0827	Ploché dláto balanSys 59–70	1
71.34.0828	Ploché dláto balanSys 59–85	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0829	Rukojeť dláta balanSys	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1052	Polohovač balanSys pro tibiální plato	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0805*	Rozpěrný blok tibie balanSys 8/9	1
71.34.0806*	Rozpěrný blok tibie balanSys 10,5/11,5	1
71.34.0807	Rozpěrný blok tibie balanSys 13/15,5	1

* PE vložky balanSys 9mm a 11,5mm jsou k dispozici pouze z materiálu vitamys.



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0795	Rozpěrná posuvná deska balanSys +5	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0796	Rozpěrný blok femuru balanSys	1

Volitelné nástroje




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1053	Rozpěrný blok tibie balanSys 8/10,5	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0886	Poloh. přípr. RP tibiál. plató balanSys	1

Femorální sada leggera orientovaná na kost 71.34.9195A

Bez obrázku / 71.34.1056 Víko sady leggera



71.34.1060 Podnos sady femuru leggera BO



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0839	Vod. hrot ot./zm. vel. femuru balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0830	Zalomený vodící hrot balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0804	Distální řezací vodící hrot balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1006	Velké ložisko otáčení femuru balanSys	1
71.34.1007	Malé ložisko otáčení femuru balanSys	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0118	Ruk. vod. hrotu zm.vel./ot.femuru balanSys	2

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1005	Femorální jehla balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0788	Extraktor femuru balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1014	Femorální držák balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0811	Řezací vodící hrot balanSys 4v1 A	1
71.34.0812	Řezací vodící hrot balanSys 4v1 B	1
71.34.0813	Řezací vodící hrot balanSys 4v1 C	1
71.34.0814	Řezací vodící hrot balanSys 4v1 D	1
71.34.0815	Řezací vodící hrot balanSys 4v1 E	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0799	Femorální zarážeč balanSys	1


Volitelné nástroje

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1003	AP vod. hrot otáč. /urč. vel. fem. balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1078	Otoč. femur balanSys, ložisko krát. velké	1
71.34.1079	Otoč. femur balanSys ložisko krátké malé	1

Zkušební sada leggera CR/UC 71.34.9196A

Bez obrázku / 71.34.1056 Víko sady leggera



71.34.1063 Podnos zkuš.sady leggera CR/UC




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0023	Vrták balanSys se zarážkou 6	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0840	Trochleární pouzdro balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.4001	Levý Zkuš. femur balanSys A	1
71.02.4002	Pravý Zkuš. femur balanSys A	1
71.02.4301	Levý Zkuš. femur balanSys B	1
71.02.4302	Pravý Zkuš. femur balanSys B	1
71.02.4601	Levý Zkuš. femur balanSys C	1
71.02.4602	Pravý Zkuš. femur balanSys C	1
71.02.4901	Levý Zkuš. femur balanSys D	1
71.02.4902	Pravý Zkuš. femur balanSys D	1
71.02.5201	Levý Zkuš. femur balanSys E	1
71.02.5202	Pravý Zkuš. femur balanSys E	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3023	Trochleární výstružník balanSys	1

Zkušební sada leggera CR/UC 71.34.9196A



71.34.1064 Vložka zkuš.sady leggera CR/UC




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0894	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 64–67/8	1
71.34.0895*	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 64–67/9	1
71.34.0896	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 64–67/10,5	1
71.34.0897*	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 64–67/11,5	1
71.34.0898	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 64–67/13	1
71.34.0899	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 64–67/15,5	1
71.34.0900	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 64–67/18	1
71.34.0901	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 70–75/8	1
71.34.0902*	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 70–75/9	1
71.34.0903	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 70–75/10,5	1
71.34.0904*	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 70–75/11,5	1
71.34.0905	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 70–75/13	1
71.34.0906	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 70–75/15,5	1
71.34.0907	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 70–75/18	1
71.34.0908	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 80–85/8	1
71.34.0909*	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 80–85/9	1
71.34.0910	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 80–85/10,5	1
71.34.0911*	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 80–85/11,5	1
71.34.0912	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 80–85/13	1
71.34.0913	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 80–85/15,5	1
71.34.0914	Zkuš. vložka balanSys CR/UC 80–85/18	1

* PE vložky balanSys 9 mm a 11,5 mm jsou k dispozici pouze z materiálu vitamys.

Zkušební sada leggera PS 71.34.9197A

Bez obrázku / 71.34.1056 Víko sady leggera



71.34.1063 Podnos zkuš.sady leggera CR/UC



Kat. č.	Popis	Množ.
79.02.0040	Pravý Zkuš. femur balanSys PS A	1
79.02.0041	Levý Zkuš. femur balanSys PS A	1
79.02.0042	Pravý Zkuš. femur balanSys PS B	1
79.02.0043	Levý Zkuš. femur balanSys PS B	1
79.02.0044	Pravý Zkuš. femur balanSys PS REV	1
79.02.0045	Levý Zkuš. femur balanSys PS C	1
79.02.0046	Pravý Zkuš. femur balanSys PS D	1
79.02.0047	Levý Zkuš. femur balanSys PS D	1
79.02.0048	Pravý Zkuš. femur balanSys PS E	1
79.02.0049	Levý Zkuš. femur balanSys PS REV	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1011	Schr. řez. vod. hrot femuru balanSys A/B/C	1
71.34.1012	Schr. řez. vod. hrot femuru balanSys D/E	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0691	Dláto 25 mm A–F balanSys	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0923	Zkuš. vložka balanSys PS 64–67/8	1
71.34.0924*	Zkuš. vložka balanSys PS 64–67/9	1
71.34.0925	Zkuš. vložka balanSys PS 64–67/10,5	1
71.34.0926*	Zkuš. vložka balanSys PS 64–67/11,5	1
71.34.0927	Zkuš. vložka balanSys PS 64–67/13	1
71.34.0928	Zkuš. vložka balanSys PS 64–67/15,5	1
71.34.0929	Zkuš. vložka balanSys PS 64–67/18	1
71.34.0930	Zkuš. vložka balanSys PS 64–67/20,5	1
71.34.0931	Zkuš. vložka balanSys PS 70–75/8	1
71.34.0932*	Zkuš. vložka balanSys PS 70–75/9	1
71.34.0933	Zkuš. vložka balanSys PS 70–75/10,5	1
71.34.0934*	Zkuš. vložka balanSys PS 70–75/11,5	1
71.34.0935	Zkuš. vložka balanSys PS 70–75/13	1
71.34.0936	Zkuš. vložka balanSys PS 70–75/15,5	1
71.34.0937	Zkuš. vložka balanSys PS 70–75/18	1
71.34.0938	Zkuš. vložka balanSys PS 70–75/20,5	1
71.34.0939	Zkuš. vložka balanSys PS 80–85/8	1
71.34.0940*	Zkuš. vložka balanSys PS 80–85/9	1
71.34.0941	Zkuš. vložka balanSys PS 80–85/10,5	1
71.34.0942*	Zkuš. vložka balanSys PS 80–85/11,5	1
71.34.0943	Zkuš. vložka balanSys PS 80–85/13	1
71.34.0944	Zkuš. vložka balanSys PS 80–85/15,5	1
71.34.0945	Zkuš. vložka balanSys PS 80–85/18	1
71.34.0946	Zkuš. vložka balanSys PS 80–85/20,5	1

* PE vložky balanSys 9 mm a 11,5 mm jsou k dispozici pouze z materiálu vitamys.

Doplňěk zkušební sady leggera CR/UC Velikosti 71.34.9198A

Bez obrázku / 71.34.1056 **Víko sady leggera**

Bez obrázku / 71.34.1067 **Dop.zk.sady leggera CR/UC, podnos vel.**



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0809	Řezací vodící hrot balansSys 4v1 XS	1
71.34.0810	Řezací vodící hrot balansSys 4v1 S	1
71.34.0816	Řezací vodící hrot balansSys 4v1 F	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0818	Tibiální šablona balansSys 59	1
71.34.0801	Tibiální šablona balansSys 62	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0355	Levý Zkuš. femur balansSys XS	1
71.34.0356	Pravý Zkuš. femur balansSys XS	1
71.34.0504	Levý Zkuš. femur balansSys S	1
71.34.0505	Pravý Zkuš. femur balansSys S	1
71.34.0371	Levý Zkuš. femur balansSys L	1
71.34.0372	Pravý Zkuš. femur balansSys R	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0887	Zkuš. vložka balansSys CR/UC 59–62/8	1
71.34.0888*	Zkuš. vložka balansSys CR/UC 59–62/9	1
71.34.0889	Zkuš. vložka balansSys CR/UC 59–62/10,5	1
71.34.0890*	Zkuš. vložka balansSys CR/UC 59–62/11,5	1
71.34.0891	Zkuš. vložka balansSys CR/UC 59–62/13	1
71.34.0892	Zkuš. vložka balansSys CR/UC 59–62/15,5	1
71.34.0893	Zkuš. vložka balansSys CR/UC 59–62/18	1

* PE vložky balansSys 9 mm a 11,5 mm jsou k dispozici pouze z materiálu vitamys.

Doplňěk zkušební sady leggera PS Velikosti 71.34.9199A

Bez obrázku / 71.34.1056 **Víko sady leggera**

Bez obrázku / 71.34.1068 **Dopl.zkuš.sady leggera PS, podnos vel.**



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.1010	Schrán. řez. vod. hrot femuru balanSys XS/S	1
71.34.1013	Schr. řez. vod. hrot femuru balanSys F	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0690	22 mm dláto balanSys XS/S	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0382	Levý Zkuš. femur balanSys PS XS	1
71.34.0383	Pravý Zkuš. femur balanSys PS XS	1
71.34.0247	Levý Zkuš. femur balanSys PS S	1
71.34.0248	Pravý Zkuš. femur balanSys PS S	1
71.34.0399	Levý Zkuš. femur balanSys PS L	1
71.34.0400	Pravý Zkuš. femur balanSys PS R	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0915	Zkuš. vložka balanSys PS 59–62/ 8	1
71.34.0916*	Zkuš. vložka balanSys PS 59–62/9	1
71.34.0917	Zkuš. vložka balanSys PS 59–62/10,5	1
71.34.0918*	Zkuš. vložka balanSys PS 59–62/11,5	1
71.34.0919	Zkuš. vložka balanSys PS 59–62/13	1
71.34.0920	Zkuš. vložka balanSys PS 59–62/15,5	1
71.34.0921	Zkuš. vložka balanSys PS 59–62/18	1
71.34.0922	Zkuš. vložka balanSys PS 59–62/20,5	1

* PE vložky balanSys 9 mm a 11,5 mm jsou k dispozici pouze z materiálu vitamys.




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0809	Řezací vodicí hrot balanSys 4v1 XS	1
71.34.0810	Řezací vodicí hrot balanSys 4v1 S	1
71.34.0816	Řezací vodicí hrot balanSys 4v1 F	1



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0818	Tibiální šablona balanSys 59	1
71.34.0801	Tibiální šablona balanSys 62	1

balanSys Trial Set RP 71.34.9060A (voliteľné)

Bez obrázku / 71.34.1056 Viko sady leggera



71.34.0997 Podnos zkuš. sady 6-RP balanSys




Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0297	Zkuš. tibiální plato balanSys RP 70	1
71.34.0298	Zkuš. tibiální plato balanSys RP 75	1
71.34.0299	Zkuš. tibiální plato balanSys RP 80	1
71.34.0300	Zkuš. tibiální plato balanSys RP 85	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0574	Zkuš. vložka balanSys RP PE C/8	1
71.34.0989*	Zkuš. vložka balanSys RP PE C/9	1
71.34.0575	Zkuš. vložka balanSys RP PE C/10,5	1
71.34.0990*	Zkuš. vložka balanSys RP PE C/11,5	1
71.34.0576	Zkuš. vložka balanSys RP PE C/13	1
71.34.0577	Zkuš. vložka balanSys RP PE C/15,5	1
71.34.0580	Zkuš. vložka balanSys RP PE D/8	1
71.34.0991*	Zkuš. vložka balanSys RP PE D/9	1
71.34.0581	Zkuš. vložka balanSys RP PE D/10,5	1
71.34.0992*	Zkuš. vložka balanSys RP PE D/11,5	1
71.34.0582	Zkuš. vložka balanSys RP PE D/13	1
71.34.0583	Zkuš. vložka balanSys RP PE D/15,5	1
71.34.0586	Zkuš. vložka balanSys RP PE E/8	1
71.34.0993*	Zkuš. vložka balanSys RP PE E/9	1
71.34.0587	Zkuš. vložka balanSys RP PE E/10,5	1
71.34.0994*	Zkuš. vložka balanSys RP PE E/11,5	1
71.34.0588	Zkuš. vložka balanSys RP PE E/13	1
71.34.0589	Zkuš. vložka balanSys RP PE E/15,5	1
71.34.0429	Zkuš. vložka balanSys RP PE F/8	1
71.34.0995*	Zkuš. vložka balanSys RP PE F/9	1
71.34.0430	Zkuš. vložka balanSys RP PE F/10,5	1
71.34.0996*	Zkuš. vložka balanSys RP PE F/11,5	1
71.34.0431	Zkuš. vložka balanSys RP PE F/13	1
71.34.0432	Zkuš. vložka balanSys RP PE F/15,5	1

* PE vložky balanSys 9 mm a 11,5 mm jsou k dispozici pouze z materiálu vitamys.

Zkušební sada RP balanSys 71.34.9060A (volitelné)



71.34.0998 **Vložka zkuš.sady 6-RP balanSys**



Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0418	Zkuš. tibiální plato balanSys RP 59	1
71.34.0294	Zkuš. tibiální plato balanSys RP 62	1
71.34.0295	Zkuš. tibiální plato balanSys RP 64	1
71.34.0296	Zkuš. tibiální plato balanSys RP 67	1


Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0413	Zkuš. vložka balanSys RP PE XS/8	1
71.34.0981*	Zkuš. vložka balanSys RP PE XS/9	1
71.34.0414	Zkuš. vložka balanSys RP PE XS/10,5	1
71.34.0982*	Zkuš. vložka balanSys RP PE XS/11,5	1
71.34.0415	Zkuš. vložka balanSys RP PE XS/13	1
71.34.0416	Zkuš. vložka balanSys RP PE XS/15,5	1
71.34.0301	Zkuš. vložka balanSys RP PE S/8	1
71.34.0983*	Zkuš. vložka balanSys RP PE S/9	1
71.34.0302	Zkuš. vložka balanSys RP PE S/10,5	1
71.34.0984*	Zkuš. vložka balanSys RP PE S/11,5	1
71.34.0303	Zkuš. vložka balanSys RP PE S/13	1
71.34.0304	Zkuš. vložka balanSys RP PE S/15,5	1
71.34.0562	Zkuš. vložka balanSys RP PE A/8	1
71.34.0985*	Zkuš. vložka balanSys RP PE A/9	1
71.34.0563	Zkuš. vložka balanSys RP PE A/10,5	1
71.34.0986*	Zkuš. vložka balanSys RP PE A/11,5	1
71.34.0564	Zkuš. vložka balanSys RP PE A/13	1
71.34.0565	Zkuš. vložka balanSys RP PE A/15,5	1
71.34.0568	Zkuš. vložka balanSys RP PE B/8	1
71.34.0987*	Zkuš. vložka balanSys RP PE B/9	1
71.34.0569	Zkuš. vložka balanSys RP PE B/10,5	1
71.34.0988*	Zkuš. vložka balanSys RP PE B/11,5	1
71.34.0570	Zkuš. vložka balanSys RP PE B/13	1
71.34.0571	Zkuš. vložka balanSys RP PE B/15,5	1

* PE vložky balanSys 9 mm a 11,5 mm jsou k dispozici pouze z materiálu vitamys.

3 ploché patelární čepy balanSys 71.34.0080A

Bez obrázku / 71.34.0082

3čepové ploché víko pately balanSys




3 standardní patelární čepy balanSys 71.34.0081A

Bez obrázku / 71.34.0084


Víko pately 3 ploché standard balanSys

71.34.0083 3 ploché čepy femuru / pately balanSys 28



Kat. č.	Popis
71.34.0071	Ploché kleště na resekci pately balanSys

71.34.0085 Podnos pately 3 ploché standard balanSys




Kat. č.	Popis
71.34.0070	Ploché kleště na resekci zvedl balanSys



Kat. č.	Popis
71.34.0708	3 ploché čepy Zkuš. pately balanSys 26
71.34.0075	3 ploché čepy Zkuš. pately balanSys 28
71.34.0076	3 ploché čepy Zkuš. pately balanSys 31
71.34.0077	3 ploché čepy Zkuš. pately balanSys 34
71.34.0078	3 ploché čepy Zkuš. pately balanSys 37



Kat. č.	Popis
71.02.3063	3 čepy Zkuš. pately balanSys 28
71.02.3064	3 čepy Zkuš. pately balanSys 31
71.02.3065	3 čepy Zkuš. pately balanSys 34
71.02.3066	3 čepy Zkuš. pately balanSys 37




Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.2201	Patelární univerzální kleště balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0074	Patelární vod. hrot ke kleštím balanSys	1

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0073	Pom. pro kleště na cem. pately balanSys	1


Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3061	Vrták 5,5	1



Volitelné nástroje

NEJSOU součástí standardní konfigurace a je nutno je objednat zvlášť:

Kat. č.	Popis	Množ.
71.34.0079	Vod. hrot změny vel. pately balanSys	1




Kat. č.	Popis	Množ.
71.02.3002	Odpichovátko pately balanSys	1

9. Nástroje


9.1 Měřicí šablony

balanSys BICON Knee System 330.030.034

Vhodné pro CR, UC a RP



balanSys PS Knee System 330.030.035



10. Symboly a zkratky



Výrobce



Správně



Nesprávně



Pozor



Otevřít



Zavřít

Kliknout! Zaklapnout západkový mechanismus

CR Zachování křížového vaz
(Cruciate Retaining)

UC Ultra kongruentní
(Ultra Congruent)

PS Posterioně stabilizovaný
(Posterior Stabilized)

RP Rotační platforma
(Rotating Platform)

ACL Přední křížový vaz
(Anterior Cruciate Ligament)

PCL Zadní křížový vaz
(Posterior Cruciate Ligament)

MCL Mediální kolaterální vaz
(Medial Collateral Ligament)

LCL Laterální kolaterální vaz
(Lateral Collateral Ligament)

TRS Tibiální referenční systém
(Tibia Reference System)

IFU Návod k použití (Instruction For Use)

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

