

Mathys Hüftrevisionsprogramm

Zusätzliche Revisionsprodukte



ceramys® Revisionskopf

- Für den Einsatz mit in situ verbliebenen Prothesenschäften
- Kompatibel mit UHMWPE, HXLPE (vitamys) und Mathys Keramiken
- 28-, 32- und 36-mm-Köpfe kombinierbar mit S-, M-, L- und XL-Titanhülsen



cyclOS® – Granulat und Putty

- Über 30 Jahre klinische Erfahrung mit reinem β -Trikalziumphosphat
- 100% synthetisch – keine Gefahr einer Übertragung von Infektionserregern
- Resorbierbares und knetbares Knochenersatzmaterial (cyclOS Putty)

Mathys stellt für die leichtere Explantation eines Schafts oder einer Pfanne spezifische Leihinstrumenten-Sets zur Verfügung.

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihre Mathys Kontaktperson vor Ort.

Mathys Hüftrevisionsprogramm

Australia Mathys Orthopaedics Pty Ltd
Lane Cove West, NSW 2066
Tel: +61 2 9417 9200
info.au@mathysmedical.com

Japan Mathys KK
Tokyo 108-0075
Tel: +81 3 3474 6900
info.jp@mathysmedical.com

Austria Mathys Orthopädie GmbH
2351 Wiener Neudorf
Tel: +43 2236 860 999
info.at@mathysmedical.com

New Zealand Mathys Ltd.
Auckland
Tel: +64 9 478 39 00
info.nz@mathysmedical.com

Belgium Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A.
3001 Leuven
Tel: +32 16 38 81 20
info.be@mathysmedical.com

Netherlands Mathys Orthopaedics B.V.
3905 PH Veenendaal
Tel: +31 318 531 950
info.nl@mathysmedical.com

France Mathys Orthopédie S.A.S
63360 Gerzat
Tel: +33 4 73 23 95 95
info.fr@mathysmedical.com

P. R. China Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd
Shanghai, 200041
Tel: +86 21 6170 2655
info.cn@mathysmedical.com

Germany Mathys Orthopädie GmbH
«Centre of Excellence Sales» Bochum
44791 Bochum
Tel: +49 234 588 59 0
sales.de@mathysmedical.com
Hotline: +49 1801 628497 (MATHYS)

Switzerland Mathys Ltd Bettlach
2544 Bettlach
Tel: +41 32 644 1 644
info@mathysmedical.com

«Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf
07646 Mörsdorf/Thür.
Tel: +49 364 284 94 0
info.de@mathysmedical.com

«Centre of Excellence Production» Hermsdorf
07629 Hermsdorf
Tel: +49 364 284 94 110
info.de@mathysmedical.com

United Kingdom Mathys Orthopaedics Ltd
Alton, Hampshire GU34 2QL
Tel: +44 8450 580 938
info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide...

...gemeinsam mit Leidenschaft!

Mathys Hüftrevisionsprogramm

Mit dem neuen Hüftrevisionsprogramm bietet Mathys eine Produktpalette für den Hüftprothesenwechsel an. In dieser Broschüre werden die femoralen Knochendefekte (gemäss der Paprosky-Klassifikation) zusammen mit den entsprechenden Mathys Revisionschaftprothesen dargestellt. Ferner werden verschiedene Produkte für die Pfannenrevision vorgestellt.

Schaftrevision

Mathys Hüftrevisionsprogramm

- Legende**
- Indikation
 - Kontraindikation
 - Begrenzte Indikation

Mathys Hüftrevisionsprogramm

Pfannenrevision

Paprosky II
Isolierter metaphysärer Defekt bei intakter Diaphyse. Kompletter Calcar-Defekt.

Paprosky IIIa
Knochendefekte im Bereich der Metaphyse und des Übergangs zur Diaphyse.

Paprosky IIIb
Ausgedehnte Knochendefekte im Bereich der Metaphyse und des Übergangs zur Diaphyse.

Paprosky IV
Erheblicher Verlust von meta- und diaphysärer Knochensubstanz mit ausgedünnter Kortikalis und erweitertem Markraum.

twinSys® Lang

- Dreifach konisches Design für eine stabile Verankerung
- Ein proximaler Kragen verhindert ein postoperatives Einsinken
- Ein Schlitz im distalen Schaftbereich erleichtert das Einsetzen der Prothese

Modularer Revisionschaft

- 2 Offsets, einstellbare Anteversion zur Wiederherstellung der anatomischen Verhältnisse
- 154 verschiedene Implantate bieten intraoperative Flexibilität
- Konuswinkel von 4° für die Anpassung an anatomische Gegebenheiten

Centris® Langschaft

- Originalschaft nach Charnley-Kerboull mit 12/14-Konus
- Grosse Auswahl an Grössen
- Gute Langzeitergebnisse



seleXys® PC Pfanne

- Grosse Auswahl an Einsätzen für verschiedene Situationen und Präferenzen: Einsätze standard und überhöht aus UHMWPE und HXLPE (vitamys), ceramys
- Vormontierte Schraubenlochverschlüsse

RM Classic Revisionspfanne

- Überlebensrate von 94,4% nach 20 Jahren – sicher und zuverlässig! ¹
- Elastizitätsmodul ähnlich wie der Knochen, dadurch perfekte Lastübertragung und optimale Osteointegration
- 2 Verankerungszapfen und Option für 9 Schrauben gewährleisten eine stabile und langfristige Verankerung

CCE & CCB

- Seit mehr als 20 Jahren klinisch bewährt
- Konzipiert für einfache Positionierung
- Wissenschaftliche Publikationen verfügbar

¹ Ihle M, Mai S, Pfluger D, Siebert W (2008), J Bone Joint Surg Br. 90(10):1284-90