


Affinis[®] Retractors
Produktinformation



Affinis® Retractors

Affinis® Glenoid Retractors

- Schulterretraktorensatz für eine optimierte Glenoidfreistellung
- Erleichterter Glenoidrelease unter Schonung der Weichteile
- Gelenksnahe Freistellung zur vereinfachten Implantatpositionierung
- Anatomische Formgebung, reduziert die Strapazierung der Weichteile
- Unterschiedliche Offsetgestaltung und Formgebung für schrittweisen Release



Anterior Glenoid Retractor


- Anatomische Formgebung –
Spannungsreduktion



Inferior Lateral Glenoid Retractor

- Grosszügige Aussparung
für den Humeruskopf
- Gekrümmte Spitzen für sicheren Halt
am inferioren Scapulahals
- Stark abgewinkelt für die Freilegung
des Operationsfeldes





Superior Glenoid Retractor

- Zwei Offsetvarianten: +0 und +3
- Gekrümmte Form für die superiore Freilegung des Operationsfeldes

Posterior Glenoid Retractor

- Drei Offsetvarianten: +0, +3, +6
- Schonung der Weichteile durch die patientenadaptierte Wahl der Freistellung
- Schrittweise Eröffnung für kontaktfreie Positionierung des Implantates

Inferior Glenoid Retractor

- Erhältlich mit zwei unterschiedlich stark gebogenen Doppel-Spitzen
- Vereinfachte Humeruskopf Retrahierung
- Sichere Abstützung am Skapulahals

Affinis® Retractors

Bestellinformation



Affinis Retraktoreninstrumentarium Set Nr. 61.34.0126

Art. Nr.	
61.34.0132	Affinis Retraktoren Sieb
61.34.0133	Affinis Retraktoren Deckel



Affinis Glenoid Retraktor Inferior 1 & 2

Art. Nr.	Grösse
61.34.0109	1
61.34.0110	2



Affinis Glenoid Retraktor Lateral

Art. Nr.	
61.34.0111	



Affinis Glenoid Retraktor Ventral

Art. Nr.	
61.34.0112	



Affinis Hohmann Offset Retraktor

Art. Nr.	
61.34.0113	



Affinis Retraktor Superior

Art. Nr.	Grösse
61.34.0114	+0
61.34.0115	+3



Affinis Retraktor Posterior

Art. Nr.	Grösse
61.34.0116	+0
61.34.0117	+3
61.34.0118	+6



Affinis Retraktor Fukuda

Art. Nr.	Grösse
61.34.0119	32
61.34.0120	36