

Таблица совместимости компонентов для техники хирургической операции

Бедренные головки Mathys разрешается комбинировать с различными моделями бедренных ножек и чашек из числа одобренных производителем для этой цели. В настоящем документе приведен полный перечень допустимых сочетаний компонентов систем имплантатов. Данная таблица включает данные о совместимости для следующих типов бедренных головок.

Металлические бедренные головки

CoCrMo
нержавеющая сталь



Керамические бедренные головки

ceramys
symarec
Bionit2



Ревизионные бедренные головки

ceramys



Совместимость с системами производства Mathys Ltd Bettlach

Компанией Mathys Ltd Bettlach были протестированы и разрешены к применению следующие комбинации компонентов производства Mathys Ltd Bettlach:



Совместимость с системами производства Mathys Ltd Bettlach



Ограничения

- Головки бедренной кости в сочетании с ножкой СВН:
 - Ножки СВН размера 0 разрешается комбинировать только с бедренными головками с длиной шейки не более L.
 - Ножки СВН размеров 1 – 12 разрешается комбинировать только с бедренными головками с длиной шейки не более XL.
- Головки бедренной кости в сочетании с модульной ревизионной ножкой:
 - Модульные шейки модульных ревизионных ножек разрешается комбинировать только с головками бедренной кости с длиной шейки S, M и L.
- Металлические головки в сочетании с керамическими вкладышами.

Mathys Ltd Bettlach настоятельно рекомендует не комбинировать изделия Mathys с компонентами систем для эндопротезирования других производителей, за исключением протестированных и разрешенных к применению комбинаций, указанных в таблице совместимости для техники хирургической операции. В случае, если эксплуатация имплантатов Mathys не осуществляется в соответствии с предписаниями производителя, компания Mathys Ltd Bettlach освобождается от любой ответственности.

Совместимость с системами производства PETER BREHM GmbH

Для некоторых продуктов Mathys Ltd Bettlach была протестирована и доказана совместимость с компонентами производства PETER BREHM GmbH, поэтому определенные их комбинации были разрешены к применению. С учетом особенностей хирургических техник, используемых для имплантации нижеуказанных продуктов PETER BREHM, к применению были допущены следующие варианты комбинирования с головками Mathys.

Бедренная головка CoCrMo

Mathys Бедренная головка CoCrMo Арт. №	Размер	PETER BREHM MRP-TITAN
52.34.0125	22,2 S	X
52.34.0126	22,2 M	✓
52.34.0127	22,2 L	✓
2.30.010	28 S	✓
2.30.011	28 M	✓
2.30.012	28 L	✓
2.30.013	28 XL	X
2.30.014	28 XXL	X
2.30.020	32 S	✓
2.30.021	32 M	✓
2.30.022	32 L	✓
2.30.023	32 XL	X
2.30.024	32 XXL	X
52.34.0686	36 S	X
52.34.0687	36 M	X
52.34.0688	36 L	X
52.34.0689	36 XL	X
52.34.0690	36 XXL	X

Бедренная головка ceramys

Mathys Бедренная головка ceramys Арт. №	Размер	PETER BREHM MRP-TITAN
–	22,2 S	–
–	22,2 M	–
–	22,2 L	–
54.47.0010	28 S	✓
54.47.0011	28 M	✓
54.47.0012	28 L	✓
–	28 XL	–
–	28 XXL	–
54.47.0110	32 S	✓
54.47.0111	32 M	✓
54.47.0112	32 L	✓
54.47.0113	32 XL	X
–	32 XXL	–
54.47.0210	36 S	✓
54.47.0211	36 M	✓
54.47.0212	36 L	✓
54.47.0213	36 XL	X
–	36 XXL	–

Бедренная головка сумарес и ревизионная головка ceramys

Mathys Бедренная головка сумарес Арт. №	Mathys Ревизионная головка ceramys Арт. №	Размер	PETER BREHM MRP-TITAN
54.48.0010	54.47.2010	28 S	✓
54.48.0011	54.47.2020	28 M	✓
54.48.0012	54.47.2030	28 L	✓
–	54.47.2040	28 XL	X
54.48.0110	54.47.2110	32 S	✓
54.48.0111	54.47.2120	32 M	✓
54.48.0112	54.47.2130	32 L	✓
54.48.0113	54.47.2140	32 XL	X
54.48.0210	54.47.2210	36 S	✓
54.48.0211	54.47.2220	36 M	✓
54.48.0212	54.47.2230	36 L	✓
54.48.0213	54.47.2240	36 XL	X

Условные обозначения

- ✓ Данное сочетание компонентов является допустимым и одобрено компаниями Mathys Ltd Bettlach и PETER BREHM GmbH.
- X Данное сочетание компонентов не было одобрено к применению компаниями Mathys Ltd Bettlach и PETER BREHM GmbH.