

Preglednica združljivosti za kirurško tehniko

Glave stegenice družbe Mathys je mogoče kombinirati z mnogo različnimi odobrenimi stemi in ponvicami. Ta dokument vsebuje celoten seznam združljivih sistemov vsadkov. Ta preglednica združljivosti pokriva naslednje vrste glav stegenice:

Kovinske glave stegenice

CoCrMo
SS



Keramične glave stegenice

ceramys
symarec
Bionit2




Revizijske glave stegenice

ceramys




Kombinacije s sistemi družbe Mathys Ltd Bettlach

Preskušene in odobrene so bile naslednje kombinacije izdelkov družbe Mathys Ltd Bettlach:



Kombinacije s sistemi družbe Mathys Ltd Bettlach



Omejitve

- Glave stegenice v kombinaciji s stemom CBH:
 - Stem CBH velikosti 0 se lahko kombinira samo z glavami stegenice do velikosti vratu L.
 - Stemi CBH velikosti 1 – 12 se lahko kombinirajo samo z glavami stegenice do velikosti vratu XL.
- Glave stegenice v kombinaciji s stemom za modularno revizijo:
 - Modularni vratovi stema za modularno revizijo se lahko kombinirajo samo z glavami stegenice z velikostjo vratu S, M in L.
- Kovinske glave v kombinaciji s keramičnimi vložki.

Družba Mathys Ltd Bettlach odločno odsvetuje kombiniranje svojih izdelkov s sistemi vsadkov drugih proizvajalcev, z izjemo preskušanih in odobrenih kombinacij, ki so navedene v preglednici združljivosti za kirurško tehniko. Družba Mathys Ltd Bettlach ne prevzema nobene odgovornosti, razen če je bil vsadek družbe Mathys posebej zasnovan in izdelan za tovrstno uporabo.

Kombinacije s sistemi družbe PETER BREHM GmbH

Preskušene so bile kombinacije določenih izdelkov družb Mathys Ltd Bettlach in PETER BREHM GmbH in njihova združljivost je bila potrjena: V okviru kirurških tehnik za spodaj navedene izdelke družbe PETER BREHM so za uporabo odobrene naslednje kombinacije z glavami družbe Mathys:

Glava stegenice CoCrMo

Mathys Glava stegenice CoCrMo Št. izdelka	Velikost	PETER BREHM MRP-TITAN
52.34.0125	22,2 S	X
52.34.0126	22,2 M	✓
52.34.0127	22,2 L	✓
2.30.010	28 S	✓
2.30.011	28 M	✓
2.30.012	28 L	✓
2.30.013	28 XL	X
2.30.014	28 XXL	X
2.30.020	32 S	✓
2.30.021	32 M	✓
2.30.022	32 L	✓
2.30.023	32 XL	X
2.30.024	32 XXL	X
52.34.0686	36 S	X
52.34.0687	36 M	X
52.34.0688	36 L	X
52.34.0689	36 XL	X
52.34.0690	36 XXL	X

Glava stegenice ceramys

Mathys Glava stegenice ceramys Št. izdelka	Velikost	PETER BREHM MRP-TITAN
–	22,2 S	–
–	22,2 M	–
–	22,2 L	–
54.47.0010	28 S	✓
54.47.0011	28 M	✓
54.47.0012	28 L	✓
–	28 XL	–
–	28 XXL	–
54.47.0110	32 S	✓
54.47.0111	32 M	✓
54.47.0112	32 L	✓
54.47.0113	32 XL	X
–	32 XXL	–
54.47.0210	36 S	✓
54.47.0211	36 M	✓
54.47.0212	36 L	✓
54.47.0213	36 XL	X
–	36 XXL	–

Glava stegenice symarec in revizijska glava ceramys

Mathys Glava stegenice symarec Št. izdelka	Mathys Revizijska glava ceramys Št. izdelka	Velikost	PETER BREHM MRP-TITAN
54.48.0010	54.47.2010	28 S	✓
54.48.0011	54.47.2020	28 M	✓
54.48.0012	54.47.2030	28 L	✓
–	54.47.2040	28 XL	X
54.48.0110	54.47.2110	32 S	✓
54.48.0111	54.47.2120	32 M	✓
54.48.0112	54.47.2130	32 L	✓
54.48.0113	54.47.2140	32 XL	X
54.48.0210	54.47.2210	36 S	✓
54.48.0211	54.47.2220	36 M	✓
54.48.0212	54.47.2230	36 L	✓
54.48.0213	54.47.2240	36 XL	X

Simboli

- ✓ Kombinacijo izdelkov dajeja v promet družbi Mathys Ltd Bettlach in PETER BREHM GmbH.
- X Kombinacije izdelkov ne tržita družbi Mathys Ltd Bettlach in PETER BREHM GmbH.