

Manufacturer

Accuratus AG

Distributed by

MATHYS 
European Orthopaedics



Preservation in motion




Grundinstrumente Hüfte

Nur für medizinisches Fachpersonal. Die Abbildung soll keinen Zusammenhang zwischen der Verwendung des beschriebenen Medizinproduktes und seiner Leistung herstellen.

Grundinstrumente Hüfte

Mathys bietet als Ergänzung zu unserem Hüftportfolio verschiedene Grundinstrumente an. Die Knochenheber sind in der **Standardvariante** oder mit **langem Weichteilschutz** sowie der **Option einer Griffverlängerung** erhältlich. Durch die **gewebeschonende Hohlgeometrie** wird die Traumatisierung der Weichteile vermindert. Durch die Oberfläche Subtilis 2.0 sind die Instrumente korrosionsbeständiger, leichter zu reinigen und haben somit eine höhere Lebensdauer. Zusätzlich bietet der **zweite Winkel im Griff** eine bessere Sicht auf das Operationsfeld. Das **subtile Design** verbessert den Zugang gegenüber bestehenden Hebeln, besonders bei engen Platzverhältnissen. Die **ineinanderfliessenden Radien** ermöglichen eine bestmögliche Druckverteilung auf Muskel und Weichteile. Neben den Hebeln bieten wir Grundinstrumente wie Hammer, Zangen, Meissel, Löffel, Raspatorien und Knochenspreizer an, die dem Operateur bei einer Versorgung als Grundinstrumente hilfreich sind. Viele dieser Grundinstrumente wurden auf Basis des zusammen mit Prof. M. E. Müller in den 1950er- und 1960er-Jahren erarbeiteten Hüftinstrumentariums in enger Kooperation mit klinischen Partnern optimiert und weiterentwickelt.



Vorteile



Meissel

- Hohe Schneidleistung und Langlebigkeit dank hartem, messerscharfem Stahl
- Angenehme Sicht auf das Operationsfeld durch blendfreie Subtilis 2.0 Oberflächen
- Langlebige, sichere, hygienische und feuchtigkeitsabweisende Kunststoffgriffe



Löffel und Raspatorien

- Schutz des Patienten berücksichtigt dank ergonomischer Modifizierung
- Angenehme Sicht auf das Operationsfeld durch blendfreie Subtilis 2.0 Oberflächen
- Langlebige, sichere, hygienische und feuchtigkeitsabweisende Kunststoffgriffe



Zangen und Knochenspreizer

- Gewichtsreduktion im OP-Sieb dank leichter Bauweise
- Einfache Handhabung mit durchdachtem Anwenderdesign

Instrumente



Hebel

Art. Nr.	Beschreibung
24.51.100	Hebelverlängerung Duplus 24 cm

Art. Nr.	Beschreibung
24.51.37L	Hebel mit Weichteilschutz 12x75/26 cm
24.51.38	Knochenhebel Hohmann 18x37 mm/24 cm
24.51.38L	Hebel mit Weichteilschutz 18x75/27 cm
24.51.40	Hüfthebel 24x80 mm stumpf/27 cm
24.51.40L	Hüfthebel 24x80 mm stumpf/32 cm
24.51.41	Hüfthebel 24 mm stumpf dop abgebogen 25 cm
24.51.46	Pubis-Hebel, kurzem Schnabel 22/26 cm
24.51.48	Hebel doppelt gebogen 15x44 mm/28 cm
24.51.48L	Hebel doppelt gebogen 15x100 mm/31 cm
24.51.50	Knochenhebel Amin schmal 22/29 cm
24.51.51	Knochenhebel Amin breit 32/30 cm
24.51.52	Hüfthebel tief 22/28.5 cm
24.51.53	Knochenhebel 32/30 cm Sonderanfertigung
24.51.57	Knochenhebel dop. abgewinkelt 20 mm/31 cm
24.51.58	Knochenhebel dop. abgewinkelt 26 mm/31 cm
24.51.63L	Hohmann mit Weichteilschutz 41 x 65/32 cm
24.51.67	Weichteilhebel 90° gebogen 40/30 cm
24.51.70	Troch. hebel 65°, k. V-Spitzen 30 mm/32 cm
24.51.71	Troch. hebel 75°, l. V-Spitzen 30 mm/30 cm
24.51.72	Troch. hebel 40°, l. V-Spitzen 30 mm/33 cm
24.51.73	Beckenhebel 22 mm/24 cm

Art. Nr.	Beschreibung
24.51.80	Weichteilhebel Modell Nötzli links
24.51.81	Weichteilhebel Modell Nötzli rechts

Art. Nr.	Beschreibung
24.51.90	Beckenhebel m. Kunststoffgriff 26 mm/38 cm
24.51.91	Beckenhebel 26 mm/38 cm m. Gewichtsschlitz
36.60.03	Luxationshebel 22 mm/31 cm
99.24.31	Hohmann 18x37 mm/24 cm/spez. gebogen

Knochenpräparation



Art. Nr.	Beschreibung
16.20.51	HM Zange Stille-Luer geb. 10mm/22 cm
29.08.14-S	Raspatorium gerade 14 mm rund/19.5 cm
29.09.14-S	Raspatorium gebogen 14 mm rund/18.5 cm
29.11.20-S	Raspatorium gerade 20 mm rund/21 cm



Art. Nr.	Beschreibung
31.60.01	Scharfer Löffel 9x12 mm/28 cm
31.60.02	Scharfer Löffel 15x20 mm/28 cm
31.60.11	Scharfer Löffel m. Zähnen 9x12 mm/28 cm
31.60.12	Scharfer Löffel m. Zähnen 15x20 mm/28 cm



Art. Nr.	Beschreibung
34.00.35	Hammer mit Kunststoffgriff 300 gr.
34.00.55	Hammer mit Kunststoffgriff 500 gr.
34.00.75	Hammer mit Kunststoffgriff 750 gr.



Art. Nr.	Beschreibung
35.12.08	Lexer Meissel mit Schlag Pl. 8 mm/24.5 cm
35.12.15	Lexer Flachmeissel gerade 15 mm/23 cm
35.13.15	Flachmeissel gerade 16 mm/31.5 cm
35.13.16	Flachmeissel gebogen 16 mm/31.5 cm
35.15.16	Schwanenhalsmeissel 16 mm/32 cm
35.15.28	Schwanenhalsmeissel 28 mm/32 cm



Art. Nr.	Beschreibung
35.54.57	Lambotte Flachmeissel gerade 6 mm/25 cm
35.54.66	Lambotte Flachmeissel gerade 15 mm/25 cm
35.54.71	Lambotte Flachmeissel gerade 20 mm/25 cm
36.50.10	Metallstößel 17x7 mm konkav/31 cm
36.50.11	Metallstößel 17x7 mm gerade/31 cm



Art. Nr.	Beschreibung
36.60.02	Femurkopfauszieher, graduiert/25 cm

Zangen & Spreizer



Art. Nr.	Beschreibung
24.01.58	Einzinker Volkmann scharf 22 cm
24.01.61	Femurtoller abgebogen 22 cm



Art. Nr.	Beschreibung
24.01.73	Wundhaken Volkmann 4-Z. 9x19 mm/21.5 cm
24.02.68	Wundhaken Langenbeck 40x11 mm/21 cm



Art. Nr.	Beschreibung
24.04.51-S	Wundhaken Kocher 40x25 mm/22.5 cm
24.04.52-S	Wundhaken Kocher 70x25 mm/24 cm
24.04.53-S	Wundhaken Kocher 50x25 mm/24 cm



Art. Nr.	Beschreibung
27.10.16	Wundspreizer Weitlaner 3x4 Z. 16 cm
27.20.51	Wundspreizer selbsthaltend 4x4 Z., 31 cm

Dissektion



Art. Nr.	Beschreibung
02.00.03	Skalpellsgriff Nr. 3
02.00.04	Skalpellsgriff Nr. 4
02.01.03	Skalpellsgriff Nr. 3L
02.01.04	Skalpellsgriff Nr. 4L



Art. Nr.	Beschreibung
04.15.14	Mayo-Schere, gerade, st.-st., 14 cm
04.16.14	Mayo-Schere, gebogen, st.-st., 14 cm
04.30.14	Metzenb.-Schere, gebogen, st.-st., 14 cm
04.30.20	Metzenb.-Schere, gebogen, st.-st., 20 cm
04.90.95	Schere gebogen, st.-st. 23 cm/mod. Nötzli



Art. Nr.	Beschreibung
06.00.14	Anatom. Pinzette, std, gerade, 14 cm
06.00.20	Anatom. Pinzette, std, gerade, 20 cm
07.60.15	Chirurg. Pinzette Gillies, gerade, 15 cm
20.00.16	Nadelhalter Mayo-Hegar, TC Platten 16 cm
20.00.20	Nadelhalter Mayo-Hegar, TC Platten 20 cm

Manufacturer

Accuratus AG

Distributed by

MATHYS 
European Orthopaedics

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

Manufactured by Accuratus AG • Holligenstrasse 94 • 3008 Bern • Switzerland • www.accuratus.ch

Distributed by Mathys Ltd Bettlach • Robert Mathys Strasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com