

Manufacturer

**Accuratus AG**

Distributed by

**MATHYS**   
European Orthopaedics



***Preservation in motion***



Instruments de base hanche


Réservé uniquement aux professionnels de santé. L'image illustrée ne représente pas de lien ni avec l'usage du dispositif médical décrit ni avec sa performance.

# Instruments de base hanche

Mathys offre divers instruments de base pour compléter notre portefeuille de hanches. Les **écarteurs** sont disponibles en version standard ou **avec protection longue des parties molles** ainsi qu'avec l'**option d'une prolongation de la poignée**. Leur **géométrie creuse ménageant les tissus** permet de réduire les traumatismes infligés aux parties molles. Grâce à la surface Subtilis 2.0, les instruments sont plus résistants à la corrosion, plus faciles à nettoyer et ont donc une durée de vie plus longue.

En outre, le **deuxième angle dans la poignée** permettent d'avoir une meilleure vision sur le champ opératoire. Par rapport aux écarteurs existants, le **design subtil** améliore l'accès, en particulier aux endroits difficiles. Les **rayons de courbure convergents** permettent une meilleure répartition de la pression sur les muscles et les parties molles.

En plus des écarteurs, nous proposons des marteaux, des pinces, des ciseaux, des curettes, des rugines et des pinces à écarter, utiles pour appareiller le chirurgien en instruments de base. Un grand nombre de ces instruments de base ont été développés et optimisés en coopération étroite avec des partenaires cliniques sur la base de la palette d'instruments élaborés pour la hanche dans les années 1950 et 60 avec le professeur M. E. Müller.



## Écarteurs et leviers à os

- Pressure distribution on muscles and soft tissues optimised via saddle-shaped design with the option of a long soft tissue protection area and a handle extension
- Vue confortable sur le champ opératoire grâce à des surfaces Subtilis 2.0 antireflets et à un deuxième angle dans la poignée
- Accès optimal, même dans des situations difficiles, grâce au design subtil
- Répartition optimisée de la pression sur les muscles et les tissus mous par rapport aux instruments de conception conventionnelle grâce à deux rayons de courbure convergents

# Avantages



## Ciseaux

- Grande capacité de coupe et longévité du fait de l'utilisation d'un acier dur et extrêmement aiguisé
- Vue confortable sur le champ opératoire grâce à des surfaces Subtilis 2.0 antireflets
- Manches en plastique durables, sûrs, hygiéniques et hydrofuges



## Curettes et rugines

- La protection du patient est prise en compte grâce à une modification ergonomique
- Vue confortable sur le champ opératoire grâce à des surfaces Subtilis 2.0 antireflets
- Manches en plastique durables, sûrs, hygiéniques et hydrofuges



## Pinces et pinces à écarter

- Réduction du poids du plateau opératoire grâce à une construction légère
- Faciles à manier grâce à un design bien conçu, à l'avantage de l'utilisateur

# Instruments



## Leviers

N° de réf.	Description
24.51.100	Subtilis Extension 24 cm

N° de réf.	Description
24.51.37L	Levier à os Hohmann 12 x 75 mm 26 cm
24.51.38	Levier à os Hohmann 18 x 37 mm 24 cm
24.51.38L	Levier à os avec longue prot. 18 x 75 / 27 cm
24.51.40	Levier à os 24 mm mousse 27 cm
24.51.40L	Levier à os avec longue prot. 24 mm / 32 cm
24.51.41	Levier à os 24 mm mousse 25 cm
24.51.46	Écarteur pubien, avec bec court 22 / 26 cm
24.51.48	Levier à doubles angles 15 x 44 mm / 28 cm
24.51.48L	Levier à os doubles angles 15 mm / 31 cm
24.51.50	Levier à os Amin étroit 22 / 29 cm
24.51.51	Levier à os Amin large 32 / 30 cm
24.51.52	c Levier à os creux 22 / 28.5 cm
24.51.53	Levier avec bec large mousse 32 / 30 cm
24.51.57	Levier à os double angles 20 mm / 31 cm
24.51.58	Levier à os double angles 26 mm / 31 cm
24.51.63L	Levier Hohmann 41 x 65 mm / 32 cm
24.51.67	Écarteur pour parties molles 90°, 40 / 30 cm
24.51.70	Levier 65°, pointe en forme V 30 mm / 32 cm
24.51.71	Levier pour l'os trochant 75°, 30 mm / 30 cm
24.51.72	Levier pour l'os trochant 40°, 30 mm / 33 cm
24.51.73	Levier pelvien 22 mm 24 cm

N° de réf.	Description
24.51.80	Levier à parties molles Nötzli gauche
24.51.81	Levier à parties molles Nötzli droite

N° de réf.	Description
24.51.90	Levier pelvien ac manche plast 26 mm / 38 cm
24.51.91	Levier pelvien 26 mm / 38 cm ac fente
36.60.03	Levier à luxation 22 mm / 31 cm
99.24.31	Hohmann 18 x 37 mm 24 cm / courbés spécial

## Préparation de l'os



N° de réf.	Description
16.20.51	Pince-gouge Stille-Luer courb. 10 mm/22 cm
29.08.14-S	Rugine droite 14 mm/ronde 19.5 cm
29.09.14-S	Rugine bleu courbée 14 mm/ronde 18.5 cm
29.11.20-S	Rugine droite 20 mm/ronde 21 cm



N° de réf.	Description
31.60.01	Curette tranchante 9 x 12 mm 28 cm
31.60.02	Curette tranchante 15 x 20 mm/28 cm
31.60.11	Curette tranchante dentelée 9 x 12 mm/ 28 cm
31.60.12	Curette tranchante dentelée 15 x 20 mm/28 cm



N° de réf.	Description
34.00.35	Maillet Subtilis manche synthétique 300 g
34.00.55	Maillet Subtilis manche synthétique 500 g
34.00.75	Maillet Subtilis manche synthétique 750 g



N° de réf.	Description
35.12.08	Ciseau Lexer droit 8 mm 24.5 cm
35.12.15	Ciseau Lexer droit 15 mm 23 cm
35.13.15	Ciseau droit 16 mm 31.5 cm
35.13.16	Ciseau courbé 16 mm 31.5 cm
35.15.16	Ciseau cou de cygne 16 mm 32 cm
35.15.28	Ciseau cou de cygne 28 mm 32 cm



N° de réf.	Description
35.54.57	Ostéotome Lambotte droit 6 mm 25 cm
35.54.66	Ostéotome Lambotte droit 15 mm 25 cm
35.54.71	Ostéotome Lambotte droit 20 mm 25 cm
36.50.10	Fouloir métallique 17 x 7 mm 31 cm concave
36.50.11	Fouloir métallique 17 x 7 mm 31 cm droit



N° de réf.	Description
36.60.02	Extracteur pour tête fémorale/25 cm



### Ecarteurs

N° de réf.	Description
24.01.58	Ecarteur Volkman 1 dent pointu 22 cm
24.01.61	Subtilis Femurtoller courbé 22 cm



N° de réf.	Description
24.01.73	Ecarteur Volkman 9x19 mm 21.5 cm
24.02.68	Écarteur Langenbeck 40x11 mm 21 cm



N° de réf.	Description
24.04.51-S	Subtilis écarteur Kocher 40x25 mm 22.5 cm
24.04.52-S	Subtilis écarteur Kocher 70x25 mm 24 cm
24.04.53-S	Subtilis écarteur Kocher 50x25 mm 24 cm



N° de réf.	Description
27.10.16	Ecarteur autostatique 3x4 dents p. 16 cm
27.20.51	Ecarteur autostatique 4x4 dents p. 31 cm

### Dissection



N° de réf.	Description
02.00.03	Manche pour bistouris n° 3
02.00.04	Manche pour bistouris n° 4
02.01.03	Manche pour bistouris n° 3L
02.01.04	Manche pour bistouris n° 4L



N° de réf.	Description
04.15.14	Ciseaux Mayo droits mousses 14 cm
04.16.14	Ciseaux Mayo courbés mousses 14 cm
04.30.14	Ciseaux Metzenbaum courbés mousses 14 cm
04.30.20	Ciseaux Metzenbaum courbés mousses 20 cm
04.90.95	Ciseaux courbés mousses 23 cm/mod. Nötzli



N° de réf.	Description
06.00.14	Pince à dissection standard droite 14 cm
06.00.20	Pince à dissection standard droite 20 cm
07.60.15	Pince à dissection Gillies droite 15 cm
20.00.16	Porte-aiguilles ac plaq. Mayo-Hegar 16 cm
20.00.20	Porte-aiguilles ac plaq. Mayo-Hegar 20 cm



Manufacturer

**Accuratus AG**

Distributed by

**MATHYS**   
European Orthopaedics

<b>Australia</b>	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	<b>Italy</b>	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com
<b>Austria</b>	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	<b>Japan</b>	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
<b>Belgium</b>	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	<b>New Zealand</b>	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
<b>France</b>	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	<b>Netherlands</b>	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
<b>Germany</b>	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com  «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com  «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	<b>P. R. China</b>	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		<b>Switzerland</b>	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		<b>United Kingdom</b>	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

**Local Marketing Partners** in over 30 countries worldwide ...

**Manufactured by** Accuratus AG • Holligenstrasse 94 • 3008 Bern • Switzerland • [www.accuratus.ch](http://www.accuratus.ch)

**Distributed by** Mathys Ltd Bettlach • Robert Mathys Strasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • [www.mathysmedical.com](http://www.mathysmedical.com)