

Manufacturer


Effectum Medical AG

Distributed by

MATHYS 
European Orthopaedics



Preservation in motion




RAP-hip

Nur für medizinisches Fachpersonal. Die Abbildung soll keinen Zusammenhang zwischen der Verwendung des beschriebenen Medizinproduktes und seiner Leistung herstellen.

RAP-hip

Das RAP-hip Instrumentarium erlaubt mithilfe von **Universal- und Spezialadap-tern** die Revision einer breiten Palette von Hüftschäften und ist über **verschiedene Zugänge** einsetzbar. Durch die einfache Anwendung und Montage/Demontage kann die OP-Dauer reduziert werden. Der Operateur kann mit dem integrierten geführten Gleitgewicht eine **hohe Impulsänderung** erzeugen, was zu einer **sehr guten Trennwirkung zwischen Knochen und Implantat** führt.

Vorteile



- Revision einer breiten Palette von Hüftschäften mithilfe von Universal- und Spezialadap-tern
- Einsetzbar über dorsalen, lateralen oder anterioren Zugang
- Reduzierung der OP-Dauer durch einfache Anwendung, Montage und Demontage



- Hohe Impulsänderung durch integriertes geführtes Gleitgewicht
- Vermeidung von Impulsverlust und Vibrationen am Handgelenk dank patentiertem Griffdämpfsystem

Instrumente



Art. Nr.	Beschreibung
300-00116	Verlängerungsstange
300-00118	Schraube M8
300-00122	Schlagstück 860 g
300-00180	Griff Führungsstange V4
300-00185	Mutter M8
350-00145	Baugruppe Schlagstange RAP-it
350-00183	Führungsstange V4
350-00193	Feder mit Federteller
350-00150	Tool zu Basisset
500-00191	Gabelschlüssel SW 11



Art. Nr.	Beschreibung
350-00162	Gabelstück HKA
300-00164	Dorn zu Hüftkopfabzieher
300-00236	Fixierung HKA



Art. Nr.	Beschreibung
350-00222	Spezialadapter M6, single use
350-00226	Spezialadapter M8, single use
350-00375	Spezialadapter M7, single use
350-00377	Spezialadapter 1/4"-20 UNC, single use
330-00340	Eindrehwerkzeug



Art. Nr.	Beschreibung
350-00148	Universaladapter 12/14
350-00152	Universaladapter 14/16
350-00156	Universaladapter 10/12
350-00344	Universaladapter 8/10
300-00137	Druckschraube
300-00138	Dorn
300-00190	Griff Universaladapter

Art. Nr.	Beschreibung
300-00314	Haken kurz
300-00315	Übergangsstück Protek

Manufacturer

Effectum Medical AG

Distributed by



Australia Mathys Orthopaedics Pty Ltd
Artarmon, NSW 2064
Tel: +61 2 9417 9200
info.au@mathysmedical.com

Austria Mathys Orthopädie GmbH
2351 Wiener Neudorf
Tel: +43 2236 860 999
info.at@mathysmedical.com

Belgium Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A.
3001 Leuven
Tel: +32 16 38 81 20
info.be@mathysmedical.com

France Mathys Orthopédie S.A.S
63360 Gerzat
Tel: +33 4 73 23 95 95
info.fr@mathysmedical.com

Germany Mathys Orthopädie GmbH
«Centre of Excellence Sales» Bochum
44809 Bochum
Tel: +49 234 588 59 0
sales.de@mathysmedical.com

«Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf
07646 Mörsdorf/Thür.
Tel: +49 364 284 94 0
info.de@mathysmedical.com

«Centre of Excellence Production» Hermsdorf
07629 Hermsdorf
Tel: +49 364 284 94 110
info.de@mathysmedical.com

Italy Mathys Ortopedia S.r.l.
20141 Milan
Tel: +39 02 4959 8085
info.it@mathysmedical.com

Japan Mathys KK
Tokyo 108-0075
Tel: +81 3 3474 6900
info.jp@mathysmedical.com

New Zealand Mathys Ltd.
Auckland
Tel: +64 9 478 39 00
info.nz@mathysmedical.com

Netherlands Mathys Orthopaedics B.V.
3001 Leuven
Tel: +31 88 1300 500
info.nl@mathysmedical.com

P. R. China Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd
Shanghai, 200041
Tel: +86 21 6170 2655
info.cn@mathysmedical.com

Switzerland Mathys (Schweiz) GmbH
2544 Bettlach
Tel: +41 32 644 1 458
info@mathysmedical.com

United Kingdom Mathys Orthopaedics Ltd
Alton, Hampshire GU34 2QL
Tel: +44 8450 580 938
info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

Manufactured by Effectum Medical AG • Kirchgasse 11 • 4600 Olten • Switzerland • www.effectummedical.com

Distributed by Mathys Ltd Bettlach • Robert Mathys Strasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • www.mathysmedical.com