

Manufacturer

**Effectum Medical AG**


Distributed by

**MATHYS**   
European Orthopaedics



Réservé uniquement aux professionnels de santé. L'image illustrée ne représente pas de lien ni avec l'usage du dispositif médical décrit ni avec sa performance.

***Preservation in motion***




**RAP-hip**

# RAP-hip

La palette d'instruments RAP-hip permet la révision d'une large gamme de tiges de hanche au moyen d'**adaptateurs universels et spéciaux**. Ils peuvent être employés sur **différents accès**. **L'utilisation facile, tout comme le montage et le démontage**, permet de réduire la durée de l'opération. Avec le poids coulissant intégré et guidé, le chirurgien peut produire un **changement d'impulsion élevé**, ce qui mène à une excellente séparation de l'os et de l'implant.

## Avantages



- Révision d'une large gamme de tiges de hanche au moyen d'adaptateurs universels et spéciaux
- Utilisable sur des accès dorsaux, latéraux ou antérieurs
- Réduction de la durée de l'opération grâce à une utilisation, un montage et un démontage facile



- Changement d'impulsion élevé grâce à un poids coulissant intégré et guidé
- Permet d'éviter les pertes d'impulsion et les vibrations sur le poignet grâce à un système d'amortissement breveté sur la poignée

# Instruments



N° de réf.	Description
300-00116	Tige de rallonge
300-00118	Vis M8
300-00122	Percuteur grand 860g
300-00180	Poignée tige de guidage
300-00185	Écrou
350-00145	Barre de frappe
350-00183	Tige de guidage
350-00193	Ressort de compression avec rondelle
350-00150	Outil appartenant au set de base
500-00191	Clé à fourche/clé à anneau de 11 mm AF

N° de réf.	Description
350-00162	Outil d'extr. de tête fémorale fourche
300-00164	Outil d'extr. de tête fémorale mandrin
300-00236	Outil d'extr. de tête fémorale fixation

N° de réf.	Description
350-00222	Adaptateur spécial M6
350-00226	Adaptateur spécial M8
350-00375	Adaptateur spécial M7
350-00377	Adaptateur spécial 1/4"-20UNC
330-00340	Aide de vissage

N° de réf.	Description
350-00148	Adaptateur universel module 12/14
350-00152	Adaptateur universel module 14/16
350-00156	Adaptateur universel module 10/12
350-00344	Adaptateur universel module 8/10
300-00137	Vis de pression
300-00138	Mandrin Adaptateur universel
300-00190	Poignée Adaptateur universel

N° de réf.	Description
300-00314	Crochet court
300-00315	Pièce de raccord PROTEK

Manufacturer

Effectum Medical AG

Distributed by



<b>Australia</b>	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	<b>Italy</b>	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com
<b>Austria</b>	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	<b>Japan</b>	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
<b>Belgium</b>	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	<b>New Zealand</b>	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
<b>France</b>	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	<b>Netherlands</b>	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
<b>Germany</b>	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com  «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com  «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	<b>P. R. China</b>	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		<b>Switzerland</b>	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		<b>United Kingdom</b>	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

**Local Marketing Partners** in over 30 countries worldwide ...

**Manufactured by** Effectum Medical AG • Kirchgasse 11 • 4600 Olten • Switzerland • [www.effectummedical.com](http://www.effectummedical.com)

**Distributed by** Mathys Ltd Bettlach • Robert Mathys Strasse 5 • P.O. Box • 2544 Bettlach • Switzerland • [www.mathysmedical.com](http://www.mathysmedical.com)