

MATHYS 
European Orthopaedics

Nur für medizinisches Fachpersonal. Die Abbildung soll keinen Zusammenhang zwischen der Verwendung des beschriebenen Medizinproduktes und seiner Leistung herstellen.




balanSys REV

balanSys REV Knie-Revisionssystem

Bewährte Artikulation

balanSys REV Femur


- Identische Artikulation wie balanSys BICONDYLAR
- **Kompatibel** zu balanSys PS Einsätzen (Inlays) für komplexen primären Knieersatz*
- **Kompatibel** zu allen balanSys Patellae
- 5 Grössen A/B/C/D/E
- Links und rechts



Stabilität

balanSys REV Einsätze (Inlays)

- Bis zu $\pm 4^\circ$ Rotationsfreiheit
- **Metallisch verstärkte** Pfosten-Schaft-Verbindung
- «Jumping height» 21 mm
- Zusammensetzung bis zu 33 mm (inkl. Augment)
- 6 Höhen 10,5/13/15,5/18/20,5/23



Variabilität

balanSys REV Schaft

- **Identische** Schäfte für Tibia und Femur
- Mit Konusverbindung
- **Gerade** und 4 mm **Offset**
- 12 Durchmesser: 10 bis 24 mm
- 3 Längen: 80, 140 und 200 mm

* Für Kombinationsmöglichkeiten mit balanSys BICONDYLAR Implantaten siehe Operationstechnik balanSys REV, Art. Nr. 316.030.052 oder 316.030.049



Behandlung von Knochendefekten
balanSys REV
Femuraugmentation

- Distal und dorsal, 5 und 10mm

Bewährte Geometrie
balanSys REV Tibiplateau

- **Kompatibel** zu balanSys PS, CR, UC Inlays für komplexen primären Knieersatz*
- 5 Grössen 64/70/75/80/85

Behandlung von Knochendefekten
balanSys REV
Tibiaaugmentation

- Blöcke halber Grösse mit **8° Inklination**
- 5 und 10mm

Präzision
balanSys REV Instrumente

- Reproduzierbare Ausrichtung der Schäfte
- Alle Schnitte geführt

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Lane Cove West, NSW 2066 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 5354 2305 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

