

MATHYS 
European Orthopaedics

Solo para el uso por profesionales sanitarios. La imagen ilustrada no representa una relación con el uso del dispositivo sanitario descrito ni con su rendimiento.




balanSys REV

Sistema para la revisión de rodilla balanSys REV

Articulación probada

Fémur balanSys REV


- Articulación idéntica a balanSys BICONDYLAR
- **Compatible** con los insertos balanSys PS para la ATR primaria compleja*
- **Compatible** con todas las rótulas balanSys
- 5 tamaños A/B/C/D/E
- Derecha e izquierda



Estabilidad

Insertos balanSys REV

- Libertad de rotación de hasta $\pm 4^\circ$
- Unión del poste al vástago **reforzada con metal**
- «Jumping height» 21 mm
- Composición hasta 33 mm (incl. aumento)
- 6 alturas 10,5/13/15,5/18/20,5/23



Variabilidad

Vástago balanSys REV

- Vástagos **idénticos** para la tibia y el fémur
- Con conexión de cono morse
- **Recto** y con 4 mm de **offset**
- 12 diámetros: de 10 a 24 mm
- 3 longitudes: 80, 140 y 200 mm

* Consultar las posibilidades de combinación con los implantes balanSys BICONDYLAR en la técnica quirúrgica balanSys REV, N° de ref. 346.030.052 o 346.030.049



Manejo de los defectos óseos

Aumento femoral balanSys REV

- Distal y Dorsal, 5 y 10 mm

Geometría probada

Platillo tibial balanSys REV

- **Compatible** con los insertos balanSys PS, CR, UC para ATR primaria compleja*
- 5 tamaños 64/70/75/80/85

Manejo de los defectos óseos

Aumento tibial balanSys REV

- Bloques de la mitad de tamaño con **inclinación de 8°**
- 5 y 10 mm

Precisión

Instrumentos balanSys REV

- Orientación reproducible de los vástagos
- Todos los cortes guiados

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Lane Cove West, NSW 2066 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 5354 2305 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

