

MATHYS 
European Orthopaedics

Réservé uniquement aux professionnels de santé. L'image illustrée ne représente pas de lien ni avec l'usage du dispositif médical décrit ni avec sa performance.



balanSys REV


balanSys REV

Systeme de révision du genou

Articulation éprouvée

Fémur balanSys REV


- Articulation identique à celle de balanSys BICONDYLAR
- **Compatible** avec les inserts balanSys PS pour l'ATG* complexe de première intention
- **Compatible** avec toutes les rotules balanSys
- 5 tailles A/B/C/D/E
- Gauche et droite



Stabilité

Inserts balanSys REV


- Liberté de rotation jusqu'à $\pm 4^\circ$
- Après la connexion de la tige, **renforcée par le métal**
- « **Jumping height** » 21 mm
- Composition jusqu'à 33 mm (augmentation comprise)
- 6 hauteurs 10,5/13/15,5/18/20,5/23



Variabilité

Tige balanSys REV

- Tiges **identiques** pour le tibia et le fémur
- Connexion avec un cône morse
- **Droite** et **offset** de 4 mm
- 12 diamètres: de 10 à 24 mm
- 3 longueurs: 80, 140 et 200 mm



* Pour les possibilités de combinaison avec les implants balanSys BICONDYLAR, se référer à la technique opératoire balanSys REV, N° de réf. 326.030.052 ou 326.030.049



Gestion des déficits osseux
**Augmentation fémorale
balanSys REV**

- Distale et postérieure, 5 et 10 mm

Géométrie éprouvée
Plateau tibial balanSys REV

- **Compatible** avec les inserts balanSys PS, CR, UC pour l'ATG* complexe de première intention
- 5 tailles 64/70/75/80/85

Gestion des déficits osseux
**Augmentation tibiale
balanSys REV**

- Héli-blocs avec une **inclinaison de 8°**
- 5 et 10 mm

Précision
Instruments balanSys REV

- Orientation reproductible des tiges
- Toutes les coupes sont guidées

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Lane Cove West, NSW 2066 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 5354 2305 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

