

MATHYS 
European Orthopaedics

Usò riservato agli operatori sanitari. L'immagine riportata non rappresenta una correlazione tra l'uso del dispositivo medico descritto e la sua performance.



balanSys REV


balanSys REV

Sistema di revisione del ginocchio

Collaudata articolazione

balanSys REV Femore


- Identica articolazione di balanSys BICONDYLAR
- **Compatibile** con gli inserti balanSys PS per la TKA (protesi totale di ginocchio) primaria complessa*
- **Compatibile** con tutte le rotule balanSys
- 5 misure A/B/C/D/E
- Sinistra e destra



Stabilità

balanSys REV Inserti


- Fino a $\pm 4^\circ$ di libertà di rotazione
- Pilastro di connessione dello stelo **rinforzato con metallo**
- «Jumping height» 21 mm
- Composizione fino a 33 mm (incl. incremento)
- 6 altezze 10,5/13/15,5/18/20,5/23



Variabilità

balanSys REV Stelo

- **Identici** steli per tibia e femore
- Con connessione conometrica impianto-moncone
- **Retto** e 4 mm di **offset**
- 12 diametri: da 10 a 24 mm
- 3 lunghezze: 80, 140 and 200mm



* Per le combinazioni possibili degli impianti balanSys BICONDYLAR, vedere la tecnica chirurgica balanSys REV, N° d'art. 356.030.052 o 356.030.049



Gestione dei difetti ossei
balanSys REV Incremento femore

- Distale e dorsale, 5 e 10 mm

Collaudata struttura
balanSys REV Piatto tibiale

- **Compatibile** con gli inserti balanSys PS, CR, UC per la TKA primaria complessa*
- 5 misure 64/70/75/80/85

Gestione dei difetti ossei
balanSys REV Incremento tibia

- Blocchi mezza misura con **inclinazione di 8°**
- 5 e 10 mm

Precisione
Strumenti balanSys REV

- Orientamento riproducibile degli steli
- Tutte le sezioni guidate

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Lane Cove West, NSW 2066 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 5354 2305 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

